



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Sailer 軟部組織レトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Sailer 軟部組織レトラクター

SKU RM-SSTR-15-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小 — 15 cm, 7×25 mm 弁	RM-SSTR-15-1-1	\$39
標準型 — 15 cm, 10×35 mm ブレード	RM-SSTR-15-1-2	\$44
中-大サイズ — 15 cm, 12×55 mm blade	RM-SSTR-15-1-3	\$49
大 — 15 cm, 14×70 mm 弁	RM-SSTR-15-1-4	\$54
LLサイズ — 15 cm, 16×80 mm blade	RM-SSTR-15-1-5	\$59

製品詳細

Sailer 軟部組織レトラクターは、狭い手術部位において安全で低侵襲な軟部組織の変位を実現するために設計された、口腔顎顔面外科および形成外科に不可欠な開創器です。滑らかで湾曲した作業端により、術者はボーンバーやオステオームによる損傷を避けながら、粘膜縁、頬、および骨膜弁を骨面からきれいに牽引でき、局所的な挫傷や裂傷を防ぎます。

頻繁なオートクレーブ滅菌サイクルに耐え、錆や欠陥に対する生涯保証を提供するこの Sailer 軟部組織レトラクターは、狭いスペースでの操作に最適化された全長 15 cm (\$44) の構成を採用しています。最高級の術場グレードプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、ブレードは軟部組織操作中の不要なトラウマを防ぐように設計された、手持ち式のシングルエンド滑らかブレード仕様です。人間工学に基づいたフラットハンドルは、長時間の手術においてもアシスタントに安定した手動のレバレッジを提供します。

反射防止サテンマット仕上げを施した Retractor Maker 製の Sailer 軟部組織レトラクターは、繰り返しの病院滅菌サイクルに耐え、高い耐食性、強固な構造的剛性、および完全なオートクレーブ耐久性を備え、世界中の歯科インプラントクリニックや顎顔面外科センターに提供されています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest