



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador de Charnley para Incisão Inicial

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador de Charnley para Incisão Inicial

SKU RM-CIIR-399-1

\$399 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Chassis de Pinça Autoestática	Alça de estrutura perimetral suave
1	Lâmina Curta de 4 Dentes Rombos Curvada para Fora	Extremidade de trabalho de 25 mm x 32 mm
1	Lâmina Longa de 4 Dentes Rombos Curvada para Fora	Extremidade de trabalho de 25 mm x 38 mm
1	Gancho de Tração Destacável	Âncora curvada para engate tecidual
1	Corrente de Conexão de Tração Metálica	Elo de ligação mecânica
1	Conjunto de Peso de Suspensão Gravitacional	Massa de peso para tração sustentada
1	Caixa de Proteção / Armazenamento	Embalagem padrão para transporte

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador de Charnley para Incisão Inicial é um sistema de afastamento cirúrgico ortopédico autoestático de renome internacional, projetado especificamente para fornecer exposição contínua e autônoma das bordas da ferida e tecidos moles durante a artroplastia total de quadril (ATQ). Projetado para manter as camadas iniciais de pele e o tecido adiposo subcutâneo denso afastados de forma limpa, este sistema elimina a necessidade de um assistente manual durante exposições laterais e anterolaterais do quadril, preservando um corredor visual aberto até a fáscia lata.

Construído conforme as especificações clínicas, este conjunto completo do Afastador de Charnley para Incisão Inicial (\$399) apresenta um chassi de pinça articulada autoestática com alça de perímetro suave. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), a extremidade de trabalho integra uma lâmina curta de 4 dentes rombos curvada para fora (25 mm × 32 mm) em um lado, emparelhada com uma lâmina longa de 4 dentes rombos curvada para fora (25 mm × 38 mm) no braço oposto. O sistema inclui um gancho de tração destacável, uma corrente de conexão de tração metálica de ligação mecânica e um conjunto de peso de suspensão gravitacional calibrado que aplica massa de tração contínua para baixo para manter a tensão automaticamente.

Forjado com um acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador de Charnley para Incisão Inicial para suportar ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo aos centros de substituição articular, salas de trauma e clínicas cirúrgicas ortopédicas em todo o mundo durabilidade excepcional, resistência à corrosão e total durabilidade em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest