



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Femoral/Glúteo Médio e Mínimo

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Femoral/Glúteo Médio e Mínimo

SKU RM-FGR-1175-1

\$44 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Femoral/Gluteus Medius Minimus Retractor	Comprimento de 11.75" (29.85 cm), lâmina de 20 mm de largura	\$44
Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem de trânsito individual	\$44

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Femoral/Glúteo Médio e Mínimo é um instrumento cirúrgico ortopédico de alta resistência, projetado especificamente para manipular estruturas musculares densas e volumosas durante a artroplastia total de quadril e reconstruções pélvicas complexas. Desenvolvido com alcance estendido e uma lâmina de contorno anatômico, este afastador permite que os assistentes cirúrgicos façam alavanca nos tecidos do glúteo médio, glúteo mínimo e cápsula anterior, afastando-os do corredor articular sem causar lacerações musculares.

Construído para lidar com estruturas musculares pesadas com facilidade, esta configuração do Afastador Femoral/Glúteo Médio e Mínimo apresenta um comprimento total de 11.75 inches (29.85 cm) combinado com um perfil de lâmina de 20 mm de largura. A geometria suavemente curva da sua lâmina envolve as faces superior e posterior do grande trocânter e do colo femoral, evitando deslizamentos acidentais das corticais ósseas durante a fresagem acetabular profunda. O cabo ergonômico oferece alavancagem superior de tração, reduzindo a fadiga manual do assistente.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento fosco acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Femoral/Glúteo Médio e Mínimo para suportar torque mecânico intenso e ciclos repetidos de autoclave hospitalar, proporcionando às equipes de cirurgia ortopédica em todo o mundo durabilidade excepcional e desempenho clínico.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest