



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Хирургическая ранорасширительная система Lobster
General Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Хирургическая р анорасширитель ная система Lobster General Retractor System

SKU RM-LGRS-1

\$2,699 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТ ВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Рама Lobster	—
1	Зажим Lobster для стола с вертикальной стойкой и рамой	—
6	Зажим Lobster для ретрактора	—
2	Поворотный ретрактор Lobster Mayo	¾" × 2"
1	Поворотный ретрактор Lobster Fence	4" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Splanchnic	2" × 6"
1	Поворотный ретрактор Lobster Deaver	2¾" × 4½"
1	Поворотный гибкий ретрактор Lobster (перфорированный)	2" × 6½"
1	Поворотный гибкий ретрактор Lobster (перфорированный)	3" × 6½"
1	Ретрактор Lobster Harrington Sweetheart	2" × 5"
1	Поворотный ретрактор Lobster Kelly, модифицированный	3" × 2½"

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Поворотный ретрактор Lobster Kelly, модифицированный	3" x 4"
1	Стерилизационный бокс	—

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Lobster General Retractor System — это адаптивная платформа для ретракции с креплением к операционному столу, разработанная для устранения усталости ассистента и обеспечения непрерывной визуализации при открытых абдоминальных вмешательствах. Надежно фиксируясь на боковой направляющей стола, эта самоудерживающаяся рама создает жесткий структурный периметр, который обеспечивает стабильную ретракцию тканей без смещения во время длительных операций.

Система, специально сконфигурированная для общих абдоминальных и висцеральных вмешательств, включает усиленный зажим для стойки, жесткую раму Lobster и шесть быстрозажимных скользящих зажимов. В комплект входит набор из 10 поворотных лопаток для общей хирургии: модифицированные зеркала Kelly (3" x 2½" и 3" x 4"), глубокие висцеральные лопатки Splanchnic, широкие зеркала Fence, лопатки Deaver, Harrington Sweetheart, Mayo и перфорированные податливые пластины, адаптирующиеся к контурам тела пациента.

Изготовленная из немагнитной медицинской нержавеющей стали с антибликовым сатинированным покрытием, система Lobster General Retractor System от Retractor Maker поставляется нестерильной и полностью автоклавируемой в специальном прочном стерилизационном боксе, обеспечивая больницам долговечность и надежность в операционной.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest