



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Bookwalter для общей хирургии

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Bookwalter для общей хирургии

SKU RM-BGSR-1

\$1,999 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Вертикальная стойка	12" (30.5 cm)
1	Горизонтальная штанга	Стандартная
1	Соединитель стоек	Стандартный
1	Гибкая горизонтальная штанга	Диаметр 1" (2.5 cm)
2	Стандартные трещотки	Без наклона
6	Механизмы трещоток с наклоном	Многопозиционные
1	Овальное кольцо, среднее	10½" × 14½" (26.7 × 36.8 cm)
1	Сегментированное кольцо, среднее	10½" × 19" (26.7 × 48.3 cm)
1	Лопатка Balfour	2⅝" × 3" (6.7 × 7.6 cm)
2	Лопатки Kelly	2" × 3" (5.1 × 7.6 cm)
1	Лопатка Kelly	2" × 4" (5.1 × 10.2 cm)
1	Лопатка Kelly	2" × 5" (5.1 × 12.7 cm)
1	Лопатка Kelly	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Лопатка гибкая (Malleable)	3" × 6" (7.6 × 15.2 cm)

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Лопатки гибкие (Malleable)	2" × 6" (5.1 × 15.2 cm)
1	Лопатка гибкая (Malleable)	1½" × 6" (3.8 × 15.2 cm)
1	Лопатка Harrington	1" × 5⅝" × 2½" (2.5 × 14.3 × 6.4 cm)
1	Лопатка Gelpi	Стандартная
1	Стерилизационный короб	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Bookwalter для общей хирургии представляет собой самоудерживающуюся систему с креплением к столу, разработанную для обеспечения стабильного обзора операционного поля без участия рук при открытых абдоминальных и общехирургических операциях. Его модульная рама состоит из вертикальной стойки, горизонтальной штанги, гибкой горизонтальной штанги, соединителя стоек, ретракционных колец и регулируемых механизмов-трещоток для фиксации выбранных лопаток вокруг операционного поля.

Конфигурация для общей хирургии включает среднее овальное кольцо, среднее сегментированное кольцо, две стандартные трещотки без наклона и шесть многопозиционных трещоток с механизмом наклона. В комплект также входят лопатки Balfour, Kelly, гибкие (malleable), Harrington и Gelpi в различных конфигурациях.

Полная система поставляется в специальном стерилизационном коробе для организованного хранения и обработки. Ранорасширитель Bookwalter поставляется нестерильным, является многоразовым и пригодным для автоклавирования. Перед использованием следует проводить очистку и стерилизацию в соответствии с утвержденными протоколами медицинского учреждения.

Retractor Maker предоставляет ранорасширители Bookwalter напрямую больницам, дистрибьюторам и другим B2B-клиентам.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest