



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Cerebelar de Adson Autoestático

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Afastador Cerebelar de Adson Autoestático

SKU RM-ASCR-1

\$199 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Pequeno — 6.5 in, 4x4 dentes	RM-ASCR-1-1	\$189
Padrão — 7.5 in, 4x4 dentes	RM-ASCR-1-2	\$199
Grande — 9.5 in, 4x4 dentes	RM-ASCR-1-3	\$214

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Cerebelar de Adson Autoestático é um afastador neurocirúrgico versátil e de múltipla configuração, projetado para manter um acesso operatório estável e mãos-livres sobre a fossa cranial posterior e a coluna. Ao manter a musculatura paraespinal e suboccipital afastada sob contração mecânica, este instrumento proporciona um campo visual amplo e estacionário, evitando a fadiga do assistente.

Projetado para se adaptar precisamente a diferentes abordagens cirúrgicas, o Afastador Cerebelar de Adson Autoestático apresenta um corpo de 19 cm de comprimento uniforme, combinado com configurações de braços e garras selecionadas sob medida. Os cirurgiões podem escolher entre braços retos para campos rasos, braços angulados para folga lateral ou braços profundos de 80 graus, combinados com garras agudas para fixação fascial firme ou garras rombas para proteger margens de tecidos delicados. Seu mecanismo de cremalheira reforçado com anéis de dedo mantém o travamento seguro sem deslizamentos.

Forjado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de qualidade premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fabrica o Afastador Cerebelar de Adson Autoestático seguindo especificações hospitalares rigorosas, oferecendo equilíbrio tátil superior, controle suave da cremalheira e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)