



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Lukens Tracheal-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Lukens Tracheal-Retraktor

SKU RM-LTR-634-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Lukens Tracheal-Retraktor	Abmessungen / Details: 6 ¾" (17.1 cm) Länge, 10 mm gebogenes & 7 mm winkeliges Doppelblatt · Enthaltene Menge: 1	\$79
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Individuelle Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$79

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Lukens Tracheal-Retraktor ist ein spezialisierter doppelendiger chirurgischer Wundhaken für die Atemwege, der speziell für die sichere, atraumatische Weichteilverdrängung und Stabilisierung des Trachealknorpels bei Tracheostomien und zervikalen Eingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit gegensätzlichen, asymmetrischen Blättern an den Enden eines zentralen Griffs, ermöglicht dieses Instrument OP-Teams den mühelosen Wechsel zwischen breitem Zurückhalten der prätrachealen Muskulatur und präziser Knorpelanhebung, ohne das Instrument wechseln zu müssen.

Konfiguriert nach klinischen Standards weist dieser Lukens Tracheal-Retraktor eine Gesamtlänge von 6 ¾ Zoll (17.1 cm, \$79) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in Chirurgiequalität handgefertigte Instrument verfügt über ein doppelendiges Blattprofil mit einem 10 mm breiten gebogenen Blattende für die flächige Weichteilverdrängung und einem 7 mm breiten winkelligen Blattende für die gezielte Anhebung der Trachealringe. Der zentrale ergonomische Griff bietet dem Assistenten einen stabilen manuellen Gegenzug und reduziert die Ermüdung der Hände während der gesamten Intervention.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Lukens Tracheal-Retraktor so, dass er wiederholten Sterilisationszyklen standhält. Er bietet HNO-Chirurgie-Einheiten, Traumazentren und Notfallstationen weltweit außergewöhnliche Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest