



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Langenbeck Retractor-Solid Handle

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Langenbeck Retractor-Solid Handle

SKU RM-LRSH-203-1

\$49 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Modell #1	Abmessungen (Länge × Breite): 32 mm lang × 10 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Gezielte Wundrand- und oberflächliche Weichgeweberetraktion · Preis (USD): \$49.00
1	Modell #2	Abmessungen (Länge × Breite): 38 mm lang × 10 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Intermediäre Faszienretraktion und Sehnenexposition · Preis (USD): \$49.00
1	Modell #3	Abmessungen (Länge × Breite): 38 mm lang × 12 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Standard-Appendektomie bei Erwachsenen, Hernien und orthopädischer Gelenkzugang · Preis (USD): \$49.00
1	Modell #4	Abmessungen (Länge × Breite): 38 mm lang × 16 mm breit · Klinische Hauptanwendung: Breite Muskelverdrängung und tiefer Weichgewebehalt · Preis (USD): \$49.00
1	Schutzhülle / Karton	Abmessungen (Länge × Breite): Standard-Versandverpackung · Klinische Hauptanwendung: — · Preis (USD): Inbegriffen

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Langenbeck Retractor-Solid Handle ist ein unverzichtbarer manueller Wundhaken, der speziell für die zuverlässige, rutschfeste Retraktion von Weichgewebe und Muskulatur in der Allgemein-, Orthopädie- und plastischen Chirurgie entwickelt wurde. Durch das längliche, rechtwinklige Blatt, das in einer nach unten gerichteten Rückhaltelippe endet, ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Assistenten eine konstante Gegenzugwirkung auf Hautränder und Muskelschichten ohne Abgleiten.

Der nach klinischen Standards gefertigte Langenbeck Retractor-Solid Handle weist eine einheitliche Gesamtlänge von 20.3 cm (8 inches, \$49) auf. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) in chirurgischer Qualität handgefertigte Instrument ist in vier verschiedenen Blattausführungen hochgradig anpassbar: Modell #1 (32 mm lang × 10 mm breit), Modell #2 (38 mm lang × 10 mm breit), Modell #3 (38 mm lang × 12 mm breit) und Modell #4 (38 mm lang × 16 mm breit). Der massive, ergonomisch ausbalancierte Flachgriff bietet dem Assistenten einen komfortablen und ermüdungsfreien Halt.

Retractor Maker fertigt den Langenbeck Retractor-Solid Handle mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, das wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet eine hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit für Operationssäle weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest