



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Mollison Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Mollison Retractor

SKU RM-MLR-155-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Mollison Retractor	Общая длина 15.5 см, острые зубцы 4×4, реечный замок	\$99
Защитный чехол / коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$99

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Mollison Retractor — это признанный во всем мире самодержащийся хирургический инструмент, разработанный специально для надежной фиксации мягких тканей и надкостницы при проведении мастоидэктомии, тиреоидэктомии и краниальных вмешательств. Изогнутые бранши инструмента удерживают края разреза под постоянным механическим натяжением, устраняя усталость рук ассистента и освобождая операционное поле для работы высокоскоростным бором.

Данная модель Mollison Retractor длиной 15.5 см (\$99) спроектирована для обеспечения сбалансированного распределения механического давления. Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали хирургического класса. Конфигурация рабочей части включает асимметричный массив острых зубцов: 4 слева и 4 справа (4×4). Острые зубцы прецизионно заточены для надежного захвата краев кожи, а сбалансированное натяжение 4×4 равномерно распределяет давление, защищая окружающие ткани от локальной компрессионной травмы. Реечный механизм плавно фиксируется под действием противотяги.

Обладая антибликовым сатиновым матовым покрытием, Mollison Retractor производства Retractor Maker рассчитан на многократные циклы автоклавирования. Он обеспечивает ЛОР-отделения, нейрохирургические операционные и общехирургические клиники исключительной коррозионной стойкостью, механической стабильностью и долговечностью.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest