



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор для язычка Lothrop Uvula Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор для язычка Lothrop Uvula Retractor

SKU RM-LUR-1

\$44 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
17 cm	RM-LUR-1-1	\$44
25 cm	RM-LUR-1-2	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Lothrop Uvula Retractor является незаменимым хирургическим инструментом в отоларингологии, разработанным специально для безопасного, нетравматичного поднятия и переднего смещения язычка и мягкого неба во время процедур на задней стенке глотки и аденоидах. Благодаря анатомически изогнутой поверхности рабочей части этот инструмент позволяет ЛОР-хирургам получать чистый доступ к носоглотке, не вызывая разрывов слизистой оболочки или послеоперационного отека язычка.

Эта серия Lothrop Uvula Retractor, созданная для полной анатомической адаптивности, изготавливается вручную из высококачественной хирургической немецкой нержавеющей стали и имеет настраиваемую общую длину: стандартная модель 17 см (\$44) для рутинных внутриротовых манипуляций и удлиненная модель 25 см (\$49) для глубокого трансорального доступа. Хирурги могут выбирать между двумя профилями размеров лопатки: 17 мм × 20 мм для прицельной работы с анатомией детей и взрослых или 18 мм × 40 мм для широкого поднятия неба. Эргономичная рукоятка обеспечивает устойчивый рычаг без утомления рук ассистента.

Ретрактор Lothrop Uvula Retractor производства Retractor Maker с антибликовым сатиновым матовым покрытием выдерживает многократные циклы больничной стерилизации, обеспечивая ЛОР-кабинетам, клиникам пластической хирургии и операционным по всему миру исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную совместимость с автоклавированием.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest