



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung

SKU RM-RBR-FO-339-1

\$339 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung	Manueller Brust-Retraktor, Ring-Valve, integriertes Lichtbündel
1	Universal-Lichtleitkabel-Adapter	Anschluss an Standard-OP-Glasfaserkabel
1	Schutzhülle / Box	Standard-Transportverpackung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung ist ein erstklassiger beleuchteter Wundhaken für die ästhetische und rekonstruktive plastische Chirurgie, der eine breite Gewebeelevation mit direkter, schattenfreier Ausleuchtung tiefer Brusttaschen kombiniert. Durch die Führung von hochintensivem Kaltlicht direkt entlang der Valvenunterseite eliminiert dieses Instrument Schattenbildungen im submuskulären und subglandulären Raum. Dies ermöglicht Chirurgen die Kontrolle einer vollständigen Hämostase sowie die präzise Definition der Taschengrenzen.

Dieses Modell des Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung (\$339) wurde für optimalen Zugang bei Brustvergrößerungen und Rekonstruktionen entwickelt. Es verfügt über eine anatomisch gebogene, ringförmige Valve, die das Brustparenchym und den M. pectoralis major atraumatisch stützt. Das Instrument wird aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) gefertigt und ist mit hochtransmissiven Glasfasern sowie einem Universalanschluss für Standard-Lichtleitkabel (Storz, Olympus, Wolf, ACMI) ausgestattet. Der ergonomische Griff gewährleistet eine ermüdungsfreie Handhabung für die Assistenz.

Alle exponierten Metalloberflächen sind mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish versehen. Retractor Maker fertigt den Ring Breast Retractor mit Kaltlichtbeleuchtung für maximale Beständigkeit gegenüber wiederholten

Autoklavierzyklen, um Zentren für plastische, ästhetische und onkologische Chirurgie weltweit eine exzellente Lichtübertragung, strukturelle Stabilität und Langlebigkeit zu bieten.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest