



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Tハンドル開創器 アングルブレード

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tハンドル開創器 アングルブレード

SKU RM-THRAB-1

\$99 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
8.0" (20.32 cm) — 110×32 mm または 120×32 mm 有鉤	RM-THRAB-1-1	\$99
11.0" (27.94 cm) — 110×32 mm または 120×32 mm 有鉤	RM-THRAB-1-2	\$109
14.0" (35.56 cm) — 110×32 mm または 120×32 mm 有鉤	RM-THRAB-1-3	\$139

製品詳細

Retractor MakerのTハンドル開創器 アングルブレードは、股関節再建術、脊椎融合術、深部骨盤手術において、強力かつ滑りのない軟部組織・筋肉の圧排を実現するために設計された高負荷対応の整形外科用開創器です。人間工学に基づいた横型のT字ハンドル設計により、助手は両手または掌で支えるグリップで強力な手動カウンター・トラクションをかけることができ、長時間の術野展開における手の疲労や滑りを防止します。

優れた構造的耐久性を備え、錆に対する永久保証が付帯した本シリーズは、8インチ (20.32 cm, \$99)、11インチ (27.94 cm, \$109)、さらに深部骨盤や肥満症例に対応する延長型の14インチ (35.56 cm, \$139) の3種類の全長から選択可能です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）からハンドメイドで製作されており、ブレード寸法は110 mm × 32 mm または120 mm × 32 mmの鋭歯タイプから選択できます。鋭歯状のブレードエッジが緻密な線維性筋膜を確実に捉え、皮質骨縁に固定されることで、不意の器具のズレを防ぎます。

反射防止サテンマット仕上げを施した本製品は、強い機械的負荷や繰り返しのオートクレーブ滅菌に耐えうるよう設計されています。Retractor Makerは、世界中の整形外科トラウマセンター、脊椎センター、骨盤外科手術室に対し、卓越した耐久性、耐食性、そして完全な臨床的信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest