



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

3フィンガーファン型牽引器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



3フィンガーファン 型牽引器

SKU RM-FR3F-299-1

\$299 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
5 mm — 関節型	RM-FR3F-5A-1	\$299
5 mm — 非関節型	RM-FR3F-5N-1	\$299
10 mm — 関節型	RM-FR3F-10A-1	\$299
10 mm — 非関節型	RM-FR3F-10N-1	\$299

製品詳細

3フィンガーファン型牽引器は、低侵襲腹部および骨盤手術において、信頼性の高い、集中的な軟部組織の変位と内臓の挙上を提供するために特別に設計された専門的な腹腔鏡手術牽引器です。3つの連動する機械式ブレードがシームレスに低プロファイルの円筒形に閉じ、この器具は標準的なトロカールを容易に通過し、その後、光学視野を妨げることなく組織をきれいに支える解剖学的な三又の形に扇状に広がります。

臨床的フレームワークの仕様に基づいて構築されたこの3フィンガーファン型牽引器モデル（299ドル）は、5 mmまたは10 mmのシャフト径オプションで提供され、作業長は330 mmから375 mm（器具全体の長さは438 mmから487 mm）です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされ、関節型または非関節型シャフト構成で選択可能で、外科医は狭い腸間膜の角度に合わせて作業端を曲げることができます。加圧ルーメン灌漑のために、専用のルーアーロック洗浄ポートがハンドルアセンブリに統合されており、滑らかな非外傷性のフィンガー境界は漿膜の擦過傷や腸の裂傷を防ぎます。

反射防止のサテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Makerは、繰り返しの病院オートクレーブサイクルに耐えるよう3フィンガーファン型牽引器を製造しており、世界中の腹腔鏡手術室、消化器外科ユニット、低侵襲婦人科センターに、優れた構造的剛性、耐食性、および完全なオートクレーブ信頼性を提供しています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest