



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ректальный/трансанальный ранорасширитель
Bookwalter

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ректальный/трансанальный ранорасширитель Bookwalter

SKU RM-BRTASR-1

\$2,199 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стойка	12" (30 cm)
2	Стальные зажимы для стойки	1" x 1" (2.5 cm x 2.5 cm)
2	Гибкие горизонтальные штанги	Диаметр 1" (2.5 cm)
1	Вертикальный удлинитель	12" (30 cm)
5	Храповики (ратчеты)	Стандартные с регулируемым углом
1	Малое полукольцо	Внутр. диаметр 8½" (21.3 cm)
1	Сегментированное перианальное кольцо	9½" x 14½" (23.8 cm x 36.3 cm)
2	Ректальные лопатки	7/8" x 37/8" (2.2 cm x 9.7 cm)
2	Ректальные лопатки	7/8" x 27/8" (2.2 cm x 7.2 cm)
2	Пластичные лопатки	1" x 3½" (2.5 cm x 10 cm)
2	Пластичные лопатки	½" x 4" (1.3 cm x 8.8 cm)
2	Пластичные лопатки	¾" x 4" (1.9 cm x 10 cm)
2	Лопатки Deaver	1" x 3½" (2.5 cm x 8.8 cm)

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Стерилизационный бокс	Защитный кейс

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ректальный/трансанальный ранорасширитель Bookwalter представляет собой систему, фиксируемую на операционном столе, предназначенную для обеспечения стабильной экспозиции без участия рук при колоректальных, трансанальных, ректальных и промежностных операциях. Конструкция включает стойку 12" (30 cm), две гибкие горизонтальные штанги диаметром 1", вертикальный удлинитель 12" (30 cm) и два стальных зажима 1" x 1", что позволяет гибко позиционировать раму относительно стола и пациента.

Рабочая рама собирается из сегментированного перианального кольца 9½" x 14½" (23.8 x 36.3 cm) или малого полукольца с внутренним диаметром 8½" (21.3 cm) в зависимости от типа доступа. Пять стандартных храповиков с регулируемым углом наклона фиксируются на кольце, позволяя индивидуально настраивать положение и натяжение каждой лопатки.

Входящий в комплект набор лопаток закрывает широкий спектр задач: ректальные лопатки размеров 7/8" x 37/8" и 7/8" x 27/8", пластиковые лопатки 1" x 3½", ½" x 4" и ¾" x 4", а также лопатки Deaver 1" x 3½". Все компоненты изготовлены из немагнитной хирургической нержавеющей стали и поставляются в специализированном стерилизационном боксе.

Ранорасширитель Bookwalter поставляется нестерильным, является многоразовым и полностью автоклавируемым. Перед использованием система должна быть очищена и простерилизована в соответствии с протоколами медицинского учреждения. Retractor Maker производит систему в Сиалкоте, Пакистан, и поставляет ее напрямую больницам, хирургам и дистрибьюторам.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest