



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur Senn Green

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Écarteur Senn Green

SKU RM-SGR-14-1

\$27 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Lame 6 mm × 10 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-1	\$27
Lame 6 mm × 20 mm — 14 cm	RM-SGR-14-1-2	\$29

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur Senn Green est un écarteur chirurgical manuel spécialisé, conçu spécifiquement pour assurer un déplacement sûr et non traumatique des tissus mous et la rétraction des muscles sous-hyoïdiens lors des interventions de chirurgie thyroïdienne, endocrinienne et plastique superficielle. Combinant une lame allongée à angle droit avec un rebord de retenue incurvé vers le bas, cet instrument permet aux assistants chirurgicaux de maintenir une contre-traction constante sur les plans tissulaires délicats sans provoquer d'ecchymoses locales ou de lacérations.

Conçu pour résister à des cycles fréquents de stérilisation en autoclave tout en restant hautement résistant à la corrosion, cet écarteur Senn Green conserve une longueur totale de l'outil de 14 cm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument est hautement adaptable à diverses profondeurs d'incision grâce à deux options d'empreinte de lame sélectionnables via les paramètres du menu : une configuration de lame de 6 mm × 10 mm (\$27) pour les marges de plaie superficielles, et une configuration de lame étendue de 6 mm × 20 mm (\$29) pour une exposition cervicale et musculaire plus profonde. Son manche ergonomique plat assure une stabilité de prise manuelle sans fatigue.

Classé parmi les crochets et écarteurs manuels certifiés de qualité supérieure pour bloc opératoire, Retractor Maker produit l'écarteur Senn Green avec une finition mate satinée antireflet, offrant une rigidité structurelle exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave pour les blocs opératoires hospitaliers et les centres de chirurgie ambulatoire du monde entier.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest