



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal

SKU RM-BMRN-1

\$89 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal	6" (15.2 cm) Länge, 3 cm schmale, gebogene Klinge	\$89
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$89

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal ist ein unverzichtbarer, handgehaltener Retraktor für die plastische Chirurgie, der speziell für eine klare, atraumatische Weichteilexposition bei ästhetischen und rekonstruktiven Brustoperationen entwickelt wurde. Durch sein anatomisches Profil ermöglicht dieses Instrument Chirurgen das Anheben von Parenchym- und Muskellappen mit optimaler Hebelwirkung bei gleichzeitiger Minimierung der Belastung durch Gegenzug.

Dieses für die präzise Präparation von Brusttaschen konzipierte Modell des Biggs Mammoplastik-Wundhakens schmal verfügt über eine Gesamtlänge von 6 Zoll (15.2 cm) und ein kompaktes, 3 cm breites Klingenprofil. Der stark gebogene Schaft ist so konstruiert, dass er sich geschmeidig an die anatomischen Kurven der Brust anpasst und Chirurgen eine klare, ungehinderte Sicht auf tiefe subpektorale und subglanduläre Taschen ermöglicht, ohne lokale Weichteilprellungen oder Risse zu verursachen.

Gefertigt aus hochwertigem medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien, satinierten Mattfinish, stellt Retractor Maker den Biggs Mammoplastik-Wundhaken schmal so her, dass er wiederholten Sterilisationszyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet Brustchirurgen und plastischen Chirurgen weltweit eine überlegene ergonomische Balance, Korrosionsbeständigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest