



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur costal Morse-Favaloro

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Ronald Cameron



Écarteur costal Morse-Favaloro

SKU RM-MFRS-160-1

\$269 USD

LISTE DES COMPOSANTS

QUANTITÉ	COMPOSANT	DIMENSIONS / DESCRIPTION
1	Cadre de rail de guidage coulissant parallèle	Rail de guidage en aluminium léger servant de châssis d'expansion
4 (2 paires)	Valves latérales angulées mobiles	Quatre valves réglables multipositions de 17 mm × 22 mm qui s'adaptent aux côtes
1	Verrou à vis fileté	Boulon de verrouillage intégré qui sécurise les valves à la rétraction optimale
2	Bras de force ergonomiques pour rétraction	Branches en aluminium effilées conçues avec des bords extérieurs lisses
1	Boîte / Rangement de protection	Emballage de transport standard

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur costal Morse-Favaloro est un rétracteur cardiothoracique essentiel conçu spécifiquement pour assurer une séparation intercostale sûre et profilée ainsi qu'une exposition thoracique antérieure pendant la revascularisation coronarienne et les procédures pulmonaires. Conçu avec des valves mobiles multipositions, cet instrument permet aux palettes latérales de pivoter et de s'adapter précisément à la courbure des côtes du patient, répartissant les charges de distraction de manière uniforme pour prévenir les ecchymoses périostées focales ou les fractures costales.

Conçu pour un contrôle chirurgical raffiné, cette configuration dédiée de l'écarteur costal Morse-Favaloro présente un écartement horizontal global de 160 mm (\$269). Fabriquées à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les valves latérales mobiles mesurent 17 mm × 22 mm, optimisées pour une adaptation osseuse précise dans les cages thoraciques standard et délicates. Les quatre

valves mobiles (deux par branche) se bloquent à la rétraction optimale via un verrou à vis fileté intégré, tandis que les branches en aluminium effilées présentent des bords extérieurs lisses pour protéger les tissus mous adjacents.

Forgé avec une finition mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur costal Morse-Favaloro pour résister aux cycles répétitifs d'autoclave hospitalier, offrant aux centres de chirurgie à cœur ouvert, aux cliniques thoraciques et aux blocs opératoires cardiaques du monde entier une stabilité mécanique exceptionnelle, une résistance à la corrosion et une durabilité totale en autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest