



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Minnesota Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Minnesota Ekartör

SKU RM-MNR-55-1

\$39 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Standart Form (Aspirasyonsuz)	RM-MNR-55-1-1	\$39
Aspirasyon Borulu	RM-MNR-55-1-2	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Minnesota Ekartör, intraoral prosedürler sırasında yanakların, dudakların ve dilin güvenilir, travmatik olmayan dislokasyonunu sağlamak için özel olarak tasarlanmış, uluslararası kabul görmüş bir oral, dental ve maksillofasiyal cerrahi ekartördür. Ofset çift açılı şaft ile tasarlanan bu alet, cerrahi asistanların hassas bukkal dokuları döner dental frezlerden ve salınlı testerelerden temiz bir şekilde uzaklaştırırken geniş bir görüş alanı sağlamasına olanak tanır.

Klinik çerçeve standartlarına göre üretilen bu Minnesota Ekartör, 20.5 mm genişliğinde bir çalışma bıçağı ile eşleştirilmiş 5.5 inç (13.97 cm) homojen bir boyuna profile sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, seçenek menülerinden seçilebilen iki farklı yapısal tipoloji sunar: Standart Model (Aspiratörsüz) düz yüzeyli temel model (\$39) veya doğrudan ekartör bıçağına entegre edilmiş sürekli sıvı tahliye kanalı içeren Aspiratörlü (\$49) konfigürasyon. Ergonomik merkezi sap, yorulmadan manuel kaldıraç gücü ve kaymaz tutuş sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Minnesota Ekartör'ü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki oral cerrahi ünitelerine, maksillofasiyal kliniklere ve dental cerrahi tesislerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklavlanabilirlik sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest