



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador para Laminectomía Super-Slide

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador para Laminectomía Super-Slide

SKU RM-SSLR-1

\$2,499 USD

LISTA DE COMPONENTES

CANTIDAD	COMPONENTE	DIMENSIONES / DESCRIPCIÓN
1	Marco del separador	Marco estructural principal del sistema de separación
4	Valvas pequeñas	Opciones de valvas pequeñas de 2" de profundidad para retracción quirúrgica
4	Valvas medianas	Opciones de valvas de profundidad media de 3"
4	Valvas grandes	Opciones de valvas de mayor profundidad de 4"
4	Valvas suplementarias	Opciones de valvas de profundidad extendida de 4¾"
1	Caja de esterilización	Contenedor para organizar y almacenar el juego completo

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador para Laminectomía Super-Slide es un separador quirúrgico autoestático robusto, diseñado para proporcionar un desplazamiento de tejido potente y controlado durante operaciones extensas de laminectomía posterior y fusión espinal. Construido para manejar la musculatura paraespinal pesada sin saltos en los dientes ni flexión bajo tracción opuesta, este sistema establece un corredor visual expansivo y estacionario sobre múltiples segmentos vertebrales.

Diseñado para un ajuste transoperatorio sin interrupciones, este sistema completo Super-Slide cuenta con un marco de cremallera deslizante mecanizado con precisión que se desliza sin esfuerzo a lo largo de su riel para aplicar una separación mecánica precisa. El juego incluye un inventario de 18 piezas que contiene cuatro valvas pequeñas (2" de profundidad), cuatro valvas medianas (3" de profundidad), cuatro valvas grandes (4" de profundidad) y cuatro valvas suplementarias (4¾" de profundidad) diseñadas para asentarse de forma segura

contra los bordes laminares y las articulaciones facetarias.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico no magnético de primera calidad con un acabado satinado antirreflejante, Retractor Maker suministra el Separador para Laminectomía Super-Slide no estéril y totalmente autoclavable dentro de una caja de esterilización de alta resistencia dedicada, proporcionando a los cirujanos de columna y hospitales una durabilidad clínica confiable.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest