



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Doyen Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Ранорасширите ль Doyen Retractor

SKU RM-DR-22-1

\$99 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
30 x 30 mm зеркало — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-1	\$89
32 x 40 mm blade — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-2	\$94
40 x 50 mm лезвие — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-3	\$99
40 x 60 mm лезвие — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-4	\$104
45 x 75 mm лезвие — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-5	\$109
65 x 85 mm blade — 23 cm (9½")	RM-DR-22-1-6	\$114

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Doyen Retractor — это признанный во всем мире общехирургический инструмент, специально разработанный для контролируемого атравматичного смещения тканей при открытых операциях на брюшной полости и органах малого таза. Широкое изогнутое полотно равномерно распределяет тяговое усилие по большой поверхности, предотвращая локальный некроз от давления на стенки органов и мышечные слои.

Данная модель Doyen Retractor общей длиной 22 см сконструирована для оптимального операционного контроля. Специальный профиль широкого лезвия оптимизирует анатомическую экспозицию, позволяя ассистентам плавно удерживать брюшную стенку, висцеральные массы и мочевой пузырь. Эргономичная рукоятка с контурным кольцом для пальца обеспечивает надежный захват без проскальзывания и превосходное рычажное усилие при длительных операциях.

Изготовленный из медицинской нержавеющей стали с безбликовым сатиновым покрытием, инструмент компании Retractor Maker соответствует строгим клиническим стандартам. Он обладает высокой прочностью на разрыв, исключительной коррозионной стойкостью и выдерживает многократное автоклавирование в условиях современных операционных.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest