



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

カイトスタイルファンレトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



カイトスタイルファンレトラクター

SKU RM-KSFR-299-1

\$299 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
5 mm — ストレートシャフト	RM-KSFR-5S-1	\$299
5 mm — カーブシャフト	RM-KSFR-5C-1	\$299
10 mm — ストレートシャフト	RM-KSFR-10S-1	\$299
10 mm — カーブシャフト	RM-KSFR-10C-1	\$299

製品詳細

カイトスタイルファンレトラクターは、高度な腹腔鏡手術および肥満外科手術中に、広範囲で安定した内臓変位と臓器挙上を提供するよう特別に設計された革新的な腹腔鏡下手術用レトラクターです。展開時に解剖学的なカイト形状に広がる幾何学的に相互接続されたブレードを備えており、肝臓、胃、または腸管を均一に支える広範な三角形のプラットフォームを形成し、局所的な圧迫点を排除し、臓器の滑りを防ぎます。

臨床フレームワーク仕様に基づいて構築されたこのカイトスタイルファンレトラクターモデル（\$299）は、5mmまたは10mmの多用途なシャフト直径オプションを備え、32cm、33cm、35cm、または深部肥満外科用廊下向けに延長された45cmの4つのシャフト長から選択可能です。プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作りされており、外科医は解剖学的輪郭を避けるためにストレートまたはカーブの構造シャフトシャーシプロファイルを選択できます。その機能的なハンドルアップグレードには、拡張されたカイトの形状をしっかりと保持する統合ロック機構を備えた人間工学に基づいたグリップデザインが組み込まれており、遠位端機能はカスタマイズされた多角度での組織変位のための高トルク回転ブレードを備えています。

防眩サテンマット仕上げで鍛造されたRetractor Makerは、カイトスタイルファンレトラクターを、反復的な病院のオートクレーブサイクルに耐えるよう製造しており、世界中の低侵襲手術室、肥満外科手術室、腹腔鏡下腫瘍学センターに、優れた構造的剛性、耐腐食性、および完全なオートクレーブ耐久性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest