



БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Трахеальный ретрактор Luer S Trachea Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Трахеальный ретрактор Luer S Trachea Retractor

SKU RM-LSTR-1

\$24 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
10 cm	RM-LSTR-1-1	\$24
13 cm	RM-LSTR-1-2	\$29
14 cm	RM-LSTR-1-3	\$34

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Luer S Trachea Retractor — классический ретрактор для цервикальной хирургии и манипуляций на дыхательных путях, специально разработанный для безопасного смещения мягких тканей и подъема колец трахеи при плановых и экстренных трахеостомиях. Двухсторонняя S-образная конструкция позволяет хирургу легко переходить от ретракции поверхностных претрахеальных мышц к прямой стабилизации хряща без смены инструментов.

Для обеспечения клинической универсальности Retractor Maker предлагает три варианта длины: 10 cm (\$24), 13 cm (\$29) и 14 cm (\$34). Инструмент изготавливается вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали медицинского назначения. Ширина лопастей варьируется: 5.0 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 9.0 mm и 14.0 mm (в описаниях может указываться взаимозаменяемо как 13.0 mm и 14.0 mm). Гладкие закругленные края лопастей предотвращают переломы хрящей трахеи и разрывы слизистой, а центральная S-образная рукоятка обеспечивает удобный ручной контроль.

Ретрактор имеет антибликовое матовое покрытие и рассчитан на многократные циклы стерилизации, обеспечивая отделениям оториноларингологии, экстренной помощи и операционным блокам исключительную долговечность, коррозионную стойкость и надежность при автоклавировании.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest