



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Richardson Eastman Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Richardson Eastman Retractor

SKU RM-RER-SERIES-1

\$54 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
10 ¼" (approx. 26.0 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-1	\$54
10 ½" (approx. 26.7 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-2	\$59
10 ¾" (approx. 27.3 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-3	\$64
11 ¼" (approx. 28.6 cm) — Zwei rechtwinklig konkave Blätter	RM-RER-SERIES-1-4	\$69

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Richardson Eastman Retractor ist ein international renommiertes, doppelendiges chirurgisches Wundhaken-System, das speziell für die zuverlässige Wundrandverdrängung in verschiedenen Tiefen sowie die Freilegung der Bauchwand bei großen Laparotomien und Beckeneingriffen entwickelt wurde. Ausgestattet mit zwei unterschiedlichen rechtwinklig-konkaven Valven an den gegenüberliegenden Enden eines konturierten Zentralgriffs, ermöglicht dieses Instrument dem chirurgischen Team den mühelosen Wechsel zwischen oberflächlicher subkutaner Geweberetraktion und tiefem muskulärem Halten, ohne das Instrument wechseln zu müssen.

Diese Richardson Eastman Retractor Serie bietet außergewöhnliche Langlebigkeit sowie Korrosionsbeständigkeit und ist in vier Gesamtlängen erhältlich: 10 ¼ Zoll (\$54), 10 ½ Zoll (\$59), 10 ¾ Zoll (\$64) und 11 ¼ Zoll (\$69). Handgefertigt aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), kombiniert das asymmetrische Doppelend-Design zwei verschiedene rechtwinklige, konkave Blätter mit glatten, abgerundeten Halteoliven, die Gewebe-Abrutschen oder punktuelle

Druckkontusionen verhindern. Erhältlich als Einzelinstrument oder als Zweier-Set, gewährleistet der zentrale Griff eine ermüdungsfreie manuelle Hebelwirkung.

Geschmiedet mit einem blendfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Richardson Eastman Retractor so, dass er wiederholten Autoklavenzyklen im Krankenhaus standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Sterilisationsbeständigkeit für die allgemeine Chirurgie, Geburtshilfe und Traumazentren weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest