



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Caspar リトラクター

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Caspar リトラクター

SKU RM-CR-21-1

\$64 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
Caspar リトラクター	全長 21 cm、17.0 × 67.0 mm ブレード、フィンガーリングハンドル	\$64
保護スリーブ / 外箱	輸送用個別包装	\$64

製品詳細

Caspar リトラクターは、整形外科、脊椎外科、および再建外科において、安定した深部組織の圧排と術野の確保を行うために特別に設計された手持ち式手術器具です。長めの直角ブレード設計により、助手は最小限の労力で強固な筋フラップに対して持続的な対抗牽引を維持することが可能です。

深部の術野確保を目的としたこの標準的な Caspar リトラクターモデルは、全長 21 cm (\$64)、ブレード幅 17.0 mm x 長さ 67.0 mm を備えています。ブレードの先端には緩やかなリップ（縁）があり、筋層や筋膜を確実に保持して、骨切除中の偶発的な滑りを防ぎます。一体型の人間工学に基づいたフィンガーリングハンドルは、狭い術野での操作性を高めるとともに、長時間の開創における術者の手の疲労を大幅に軽減します。

Retractor Maker は、医療用サージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）を使用し、光の反射を抑えたサテンマット仕上げでこの Caspar リトラクターを製造しています。厳しい臨床基準を満たし、高い引張強度、優れた耐食性、および世界中の病院の手術室で求められるオートクレーブ耐久性を備えています。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest