



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Tubular Retractor System

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tubular Retractor System

SKU RM-TRS-MIS-1

\$2,199 USD

KOMPONENTENLISTE

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 12-14 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 14-16 mm, Länge 90 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 16-18 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 18-20 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 30 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 40 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 50 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 60 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 70 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 80 mm
1	MIS Tubular Retractor Neupsy Key	Durchmesser 27-29 mm, Länge 90 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 6 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 8 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 10 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 12 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 14 mm

MENGE	KOMPONENTE	ABMESSUNGEN / BESCHREIBUNG
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 16 mm
1	MIS Tubular Retractor Dilator	Durchmesser 18 mm
1	Tubular Flexible Arm	Mehrgelenkiger, flexibler Haltearm
1	Table Clamp Set	OP-Tischschienenhalterung
1	Sterilization Box	Passgenaues Case für die organisierte Wiederaufbereitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

Das Tubular Retractor System ist eine essenzielle Instrumentenplattform für die minimalinvasive Chirurgie, entwickelt für muskelschonende Zugangskorridore bei komplexen Wirbelsäuleninterventionen. Durch die Ermöglichung einer sequenziellen Gewebedilatation anstelle eines traumatischen Muskelsplittings minimiert dieses System Gewebeschäden drastisch, verringert postoperative Schmerzen und verkürzt die Genesungszeiten der Patienten.

Das für die prozedurale Vielseitigkeit an Hals- und Lendenwirbelsäulensegmenten konzipierte Tubular Retractor System verfügt über ein umfangreiches Sortiment an spezialisierten Tubus-Ports in den Durchmessern 12-14 mm, 14-16 mm, 16-18 mm, 18-20 mm und 27-29 mm bei Längen von 30 mm bis 90 mm. Das Set umfasst sequenzielle Dilatatoren von 6 mm bis 18 mm, eine starre Tischklemme und einen flexiblen Gelenkarm, der sicher am Operationstisch verankert wird, um den Arbeitstubus starr über dem Zielbandscheibenfach zu fixieren.

Präzisionsgefertigt aus nicht-magnetischem, medizinischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit reflexionsfreiem Satin-Finish, liefert Retractor Maker das vollständige Tubular Retractor System unsteril und voll autoklavierbar in einer speziellen Sterilisationsbox, was ein optimales Sterilitätsmanagement und einen organisierten OP-Turnover gewährleistet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest