



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Williams Spinal Diskektomi Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Williams Spinal Discectomy Ekartörü

SKU RM-WSDR-153-1

\$149 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
50 mm – 70 mm derinlik (10 veya 20 mm) — Sol veya Sağ	RM-WSDR-153-1-1	\$149
80 mm – 90 mm derinlik (10 veya 20 mm) — Sol taraf veya Sağ taraf	RM-WSDR-153-1-2	\$149
110 mm derinlik (10 veya 20 mm) — Sol yönlü veya Sağ yönlü	RM-WSDR-153-1-3	\$149

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Williams Spinal Discectomy Ekartörü, lomber mikrodisektomi prosedürleri sırasında güvenli, atravmatik paraspinal kas deplasmanı ve laminer maruziyet sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir spinal mikrocerrahi ekartörüdür. Anatomik bayonet ofset şaftı ve derin erişimli ucuyla tasarlanan bu alet, cerrahın mikroskobik görüş hattı dışında kalarak temiz bir unilateral operasyon penceresi oluşturmasına olanak tanır.

Korozyona karşı yüksek direnç gösterirken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Williams Spinal Discectomy Ekartörü konfigürasyonu, 15.3 cm (\$149) toplam uzunluğa sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen alet, geniş bir seçim matrisi sunar: 10 mm veya 20 mm genişlik seçenekleriyle birlikte altı farklı uç derinliği (50 mm, 60 mm, 70 mm, 80 mm, 90 mm ve 110 mm) mevcuttur. Cerrahlar ayrıca hedeflenen klinik yaklaşıma uygun olarak Sol veya Sağ yönelimli uç konfigürasyonlarını seçebilirler. Ergonomik sapı, yorulmadan manuel manivela gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Williams Spinal Discectomy Ekartörünü ağır karşı traksiyona dayanacak şekilde üretmektedir. Bu sayede dünya çapındaki spinal merkezler, nöroşirürji suitleri ve ortopedik travma ameliyathaneleri için olağanüstü dayanıklılık ve korozyon direnci sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest