



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Autoestático Golligher

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Afastador Autoestático Golligher

SKU RM-GSRR-SET-1

\$299 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Chassi de Estrutura Abdominal Autoestática	Estrutura de anel estrutural multiuso para acesso em cirurgia geral profunda
2	Lâminas Laterais Sólidas Destacáveis	Painéis laterais de superfície plana (51 mm ou 102 mm de profundidade)
2	Lâminas Centrais Destacáveis	Lâminas levemente curvas contornadas para estruturas de órgãos internos (51 mm ou 102 mm)
3	Travas de Parafuso Deslizantes Individuais	Parafusos de travamento por catraca mecânica ajustados a cada lâmina para reduzir a fadiga
2	Vigas Ergonômicas de Pinças de Afastamento	Perfis de cabo leves com bordas perimetrais lisas
1	Estojo / Caixa de Proteção	Embalagem de trânsito padrão

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Autoestático Golligher é um sistema de afastamento cirúrgico abdominal e pélvico aclamado internacionalmente, projetado especificamente para fornecer um deslocamento visceral e de tecidos moles multidirecional e expansivo durante cirurgias colorretais, gastrointestinais e pélvicas profundas. Desenvolvido com um chassi de estrutura circular articulada, este instrumento permite que os cirurgiões posicionem múltiplas lâminas sólidas circunferencialmente, mantendo a parede abdominal e as vísceras pélvicas abertas sob tensão mecânica travada, sem a necessidade de afastamento assistido manual.

Construído conforme especificações clínicas de referência, este conjunto completo do Afastador Autoestático Golligher (\$299) apresenta um chassi de estrutura abdominal autoestática projetado para acesso em cirurgia geral profunda. Fabricado artesanalmente em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético), o sistema inclui lâminas laterais sólidas destacáveis com bordas especializadas para fixar camadas de tecido volumosas, combinadas com lâminas centrais destacáveis levemente curvas para se ajustarem suavemente às estruturas dos órgãos internos. O sistema pode ser configurado com um Kit de Lâminas Rasas (profundidade de trabalho de 51 mm) ou um Kit de Lâminas Profundas (profundidade de trabalho de 102 mm), cada um travado por parafusos deslizantes individuais para reduzir a fadiga do usuário.

Forjado com acabamento acetinado fosco antirreflexo, a Retractor Maker produz o Afastador Autoestático Golligher para resistir a ciclos repetitivos de autoclave hospitalar, fornecendo a centros cirúrgicos colorretais, salas de trauma e centros de reconstrução pélvica em todo o mundo estabilidade estrutural excepcional, resistência à corrosão e durabilidade total em autoclave.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest