



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ранорасширитель Morris Retractor Single-Ended

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ранорасширите ль Morris Retractor Single-Ended

SKU RM-MRSE-23-1

\$49 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Morris Retractor Single-Ended	Общая длина 230 mm (23 cm), Г-образное цельное лезвие, окончатая рукоятка	\$49
Защитный чехол / Коробка	Индивидуальная транспортная упаковка	\$49

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ранорасширитель Morris Retractor Single-Ended — это базовый общехирургический ретрактор, разработанный специально для широкого атравматичного смещения мягких тканей и мышечной ретракции при крупных абдоминальных, тазовых и торакальных процедурах. Благодаря глубокому прямоугольному лезвию этот инструмент позволяет хирургической бригаде надежно удерживать слои массивных мышц, жировую ткань и внутренние органы в стороне от операционного поля.

Созданная для глубокого доступа и высокого механического рычага, данная конфигурация Morris Retractor Single-Ended имеет общую длину 230 mm (23 cm, \$49). Инструмент изготовлен вручную из высококачественной немецкой нержавеющей стали операционного класса; геометрия лезвия представляет собой одностороннюю Г-образную цельную конструкцию с закругленными краями, предотвращающими травмирование паренхиматозных органов. Рукоятка имеет окончатую структуру, интегрированную в одностороннее шасси, что снижает вес инструмента и гарантирует нескользящий контроль во время многочасовых процедур.

Кованный Morris Retractor Single-Ended с антибликовым сатиновым матовым покрытием от Retractor Maker рассчитан на высокие механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную долговечность, коррозионную стойкость и полную клиническую надежность для

центров общей и гинекологической хирургии по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest