



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Mollison Anterior Pillar Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Mollison Anterior Pillar Ekartörü

SKU RM-MAPR-22-1

\$44 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Mollison Anterior Pillar Ekartörü	22 cm toplam uzunluk, çift 10 mm ince bıçak, açılı sap	\$44
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$44

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Mollison Anterior Pillar Ekartörü, tonsillektomi ve oral prosedürler sırasında palatoglossal ark ve anterior tonsiller sütunun güvenli, atravmatik deplasmanını sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir KBB cerrahi ekartördür. Açılı çalışma konfigürasyonu ile tasarlanan bu ekartör, KBB cerrahlarının mukozal kenarları temiz bir şekilde kaydırmasına olanak tanıyarak diseksiyon ve hemostaz için tonsiller yatağa engelsiz bir görsel koridor oluşturur.

Hassasiyeti maksimize etmek ve kullanıcı el yorgunluğunu azaltmak için üretilen bu Mollison Anterior Pillar Ekartörü konfigürasyonu, 22 cm (\$44) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen enstrüman, mukozal yırtılmayı önlemek için yuvarlatılmış atravmatik kenarlara sahip çift 10 mm ince bıçak genişliği parametresini içerir. Hafif, açılı merkezi sap tertibatı, cerrahi asistanlara uzun süren operasyon vakaları boyunca sabit ve yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Yansıma önleyici saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Mollison Anterior Pillar Ekartörü'nü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretmektedir; dünya çapındaki KBB ameliyathanelerine, ayakta tedavi cerrahi kliniklerine ve ağız cerrahisi merkezlerine olağanüstü dayanıklılık, korozyon direnci ve tam otoklav güvenilirliği sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest