



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

小切開用アクセサリセット

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



小切開用アクセサリ セット

SKU RM-SIAS-1

\$449 USD

コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	Gelpi フックブレード	標準ファインポイント仕様
1	Kelly ブレード	1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm)
1	Kelly ブレード	1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm)
1	小型ソリッドラウンドリング	8.5" (21.3 cm) 内径 (ID)
1	滅菌ボックス	専用収納オーガナイザー

製品詳細

小切開用アクセサリセットは、すでに Bookwalter General Surgery Retractor System を所有し、限られた術野での展開を行う外科チーム向けのアドオンキットです。本製品は単体で使用するシステムではなく、Bookwalter General Surgery Retractor Systems および標準的な Bookwalter スタイルのコンポーネントと完全な互換性があります。

キットには、精密で狭い牽引のための標準ファインポイント仕様の Gelpi フックブレードに加え、2つの異なる深さの浅層牽引に対応する 1" × 1½" (2.5 × 3.8 cm) および 1" × 2½" (2.5 × 6.3 cm) の Kelly ブレードが含まれています。8.5" (21.3 cm) 内径の小型ソリッドラウンドリングにより、小切開部位において器具の干渉を防ぐコンパクトなフレーム構成が可能です。

すべてのコンポーネントは非磁性のサージカルグレード（医療用）プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）で製造されており、専用の滅菌ボックスに収納されています。本アクセサリセットは未滅菌で提供され、再利用およびオートクレーブ滅菌が可能です。使用前に、貴施設の検証済み手順に従って洗浄および滅菌を行ってください。

Retractor Maker は、パキスタンのシアルコートから本セットを直接製造・供給しています。本製品は Retractor Maker によって直接製造、検査、供給されます。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest