



FOLHETO DE PRODUTOS DE

Chassis de Afastador Henly Retractor Frame

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Chassis de Afastador Henly Retractor Frame

SKU RM-HRF-6CM-1

\$124 USD

TAMANHOS DISPONÍVEIS E PREÇOS

TAMANHO / OPÇÃO	SKU / DETALHES	PREÇO (USD)
Henly Retractor Frame	Capacidade de abertura de 6 cm, chassis com cremalheira e anéis, encaixe para lâmina central	\$124
Luva Protetora / Caixa	Embalagem individual para transporte	\$124

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Henly Retractor Frame é um chassis fundamental de afastador cirúrgico autoestático, projetado especificamente para fornecer exposição confiável e multidirecional de tecidos moles durante procedimentos vasculares, gerais e ortopédicos. Construído para acomodar acessórios de lâminas modulares laterais e centrais, esta estrutura mecânica permite que os cirurgiões convertam o afastamento lateral padrão de dois braços em um acesso operatório abrangente de três vias, sem a necessidade das mãos de um assistente.

Construído conforme os padrões de estruturas clínicas, esta configuração do Henly Retractor Frame apresenta uma capacidade de abertura máxima de 6 cm (60 mm de largura total de separação dos braços, \$124) que acomoda dimensões variáveis da ferida. Seu conjunto de cabos incorpora um layout de anéis duplos com engrenagens de cremalheira de travamento multiposição integradas que mantêm a tensão de retração contínua automaticamente. A barra transversal central integrada acomoda lâminas centrais intercambiáveis, garantindo estabilidade rígida durante dissecações vasculares delicadas.

Usinado a partir de Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) cirúrgico de grau médico premium com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker produz o Henly Retractor Frame para suportar ciclos repetitivos de esterilização hospitalar, oferecendo alta resistência à corrosão, rastreamento mecânico suave das engrenagens e durabilidade total em autoclave para salas de cirurgia em todo o mundo.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRACTOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest