



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kreidler Weichteil-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kreidler Weichteil-Retraktor

SKU RM-KSTR-21-1

\$44 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kreidler Weichteil-Retraktor	Abmessungen / Details: 21 cm Gesamtlänge, 5 x 20 mm breites Blatt · Enthaltene Menge: 1	\$44
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung · Enthaltene Menge: 1	\$44

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kreidler Weichteil-Retraktor ist ein spezialisierter MKG-Wundhaken, der speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Mukoperiostlappen und Weichteilen bei orthognathen und mandibulären Operationen entwickelt wurde. Dank seiner anatomischen Blattkontur ermöglicht dieser Retraktor Chirurgen die saubere Abschirmung der Gesichtsmuskulatur und Gefäßränder vor oszillierenden Sägen und rotierenden Fräsern.

Diese Konfiguration des Kreidler Weichteil-Retraktors wurde für optimale Haptik und Bewegungsfreiheit konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 21 cm (\$44) auf. Handgefertigt aus erstklassigem chirurgischem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch), verfügt das Arbeitsende über ein 5 mm x 20 mm breites Blattlayout, das speziell darauf ausgelegt ist, empfindliche orale Schleimhautgewebe zu stützen, ohne lokale Drucknekrosen zu verursachen. Der schlanke Schaft hält die Hände des Assistenten sicher außerhalb des intraoralen Sichtfeldes, während der ergonomische Griff eine ermüdungsfreie Hebelwirkung ermöglicht.

Retractor Maker fertigt den Kreidler Weichteil-Retraktor mit einem blendfreien Satin-Finish, um wiederholten Sterilisationszyklen standzuhalten. Er bietet Chirurgen weltweit hohe Korrosionsbeständigkeit, strukturelle Steifigkeit und vollständige Autoklavierbarkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest