



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Ретрактор Bennett для большеберцовой кости

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Ретрактор Bennett для бол ьшеберцовой кости

SKU RM-BTR-1

\$79 USD

ДОСТУПНЫЕ РАЗМЕРЫ И ЦЕНЫ

РАЗМЕР / ВАРИАНТ	SKU / ДЕТАЛИ	ЦЕНА (USD)
Малый — 45 mm бранша	RM-BTR-1-1	\$79
Большой — зеркало 63 mm	RM-BTR-1-2	\$89

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Ретрактор Bennett для большеберцовой кости — это специализированный ортопедический хирургический инструмент, разработанный специально для обеспечения надежного рычажного усилия и экспозиции мягких тканей вокруг диафиза и плато большеберцовой кости во время операций на коленном суставе и голени. Разработанный с широкой изогнутой дистальной лопаткой, которая адаптируется к кортикальному слою длинных трубчатых костей, этот инструмент позволяет ассистентам отводить объемные передние и задние мышечные группы с минимальным физическим напряжением.

Разработанная для интенсивной противотяги на нижних конечностях, серия Bennett Tibia Retractor предлагается в двух основных конфигурациях: модель Small с шириной лопатки 45 mm (\$79) и модель Large с широкой лопаткой 63 mm (\$89). Оба профиля имеют общую длину в диапазоне от 9 ½ дюймов до 9 ¾ дюймов (стандартные производственные серии включают 9 ¼ дюйма). Гладкий закругленный край лопатки безопасно огибает кость, защищая надкостницу и сосудисто-нервные пучки во время остеотомии и фиксации переломов.

Изготовленный из высококачественной хирургической нержавеющей стали с безбликовым сатиновым матовым покрытием, ретрактор Bennett от Retractor Maker рассчитан на экстремальные механические нагрузки и многократные циклы автоклавирования, обеспечивая исключительную прочность и надежность в травматологических отделениях по всему миру.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)