



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur de Tebbetts à fibres optiques pour
augmentation mammaire

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur de Tebbetts à fibres optiques pour augmentation mammaire

SKU RM-TFOBAR-1

\$259 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Sans source de lumière — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Adaptateur universel pour câble de fibre optique (Storz/Wolf/Olympus/ACMI)	RM-TFOBAR-1-1	\$259
Avec source LED sans fil — 13 selectable sizes (avec/sans dents) — Unité d'éclairage LED sans fil à piles (pile AA, stérilisable à gaz)	RM-TFOBAR-1-2	\$335

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur de Tebbetts à fibres optiques pour augmentation mammaire est un écarteur chirurgical esthétique éclairé de premier plan, conçu spécifiquement pour combiner l'élévation non traumatique des tissus mous avec une illumination directe et sans ombre à l'intérieur des loges mammaires profondes. En dirigeant une lumière froide de haute intensité directement vers la lame de travail distale, cet instrument permet aux chirurgiens plasticiens de vérifier l'hémostase complète, d'inspecter les marges de la loge et de diviser les fibres pectorales avec une confiance visuelle totale.

Conçu pour minimiser la fatigue de l'utilisateur lors de longues sessions au bloc opératoire, cet écarteur de Tebbetts à fibres optiques pour augmentation mammaire présente une poignée ergonomique et une matrice de tailles hautement adaptable sur 13 dimensions de lames uniques : 80×16, 90×27, 110×25, 120×25, 130×16, 130×25, 150×25, 150×30, 150×36, 180×16, 180×25, 190×36, et 220×27 mm. Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), les chirurgiens peuvent choisir entre une configuration de lame With Teeth (avec dents) pour éviter le glissement sur les tissus fibreux ou une configuration Without Teeth (extrémité lisse) pour une manipulation atraumatique. Le conditionnement de la source lumineuse offre deux options : Without Light Source (\$259) pour les câbles à fibres optiques existants,

ou With Wireless LED Reusable Light Source (\$335), qui est stérilisable à froid, fonctionne avec des piles AA et délivre une excellente lumière blanche et brillante.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur de Tebbetts à fibres optiques pour augmentation mammaire pour résister aux cycles de stérilisation hospitaliers répétitifs, offrant aux cliniques esthétiques et aux suites chirurgicales de reconstruction plastique du monde entier une transmission optique exceptionnelle, une rigidité structurelle et une durabilité clinique complète.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest