



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Tebbetts Spatula Meme Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Tebbetts Spatula Meme Ekartörü

SKU RM-TSBR-125-1

\$89 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
25 mm genişlik × 185 mm uzunluk — 12 ½" (31.5 cm) — Standart yetişkin subpektoral cep elevasyonu ve inframamiller erişim	RM-TSBR-125-1-1	\$89
38 mm genişlik × 190 mm uzunluk — 12 ½" (31.5 cm) — Geniş pektoral kas displesmanı ve büyük rekonstrüktif cepler	RM-TSBR-125-1-2	\$99

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Tebbetts Spatula Meme Ekartörü, meme büyütme ve mamoplasti sırasında geniş ve nazik doku elevasyonu sağlamak üzere özel olarak tasarlanmış, estetik ve rekonstrüktif plastik cerrahinin vazgeçilmez bir ekartördür. Uzatılmış yarı dövülebilir spatula ucu ile tasarlanan bu alet, cerrahların meme parankimi üzerinde lokalize iskemik basınç uygulamadan göğüs duvarı ve kaburga kafesinin doğal dışbükeyliklerini takip ederek uç kavisini operasyon sırasında uyarlamalarına olanak tanır.

Mükemmel korozyon direnci sağlarken sık otoklav sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretilen bu Tebbetts Spatula Meme Ekartörü konfigürasyonu, 12 ½ inç (31.5 cm) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen uç geometrisi düzeni, iki ayrı genişlik profilinde sunulan 1 × 6 inç tek uçlu yarı dövülebilir spatula ucu içerir: standart inframammar koridorlar için 25 mm genişlik × 185 mm uzunluk (\$89) ve geniş kas elevasyonu için 38 mm genişlik × 190 mm uzunluk (\$99). Ergonomik düz sap, asistanlar için yorulmadan manuel kaldırma gücü sağlar.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Tebbetts Spatula Meme Ekartörünü tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde üretir; dünya çapındaki kozmetik, plastik ve onkolojik meme rekonstrüksiyon ünitelerine olağanüstü süreklilik, yapısal güvenilirlik ve tam otoklav dayanıklılığı

sağlar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest