



RETRACTOR MAKER

FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separador Cobra con Apoyo para la Mano

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Separador Cobra con Apoyo para la Mano

SKU RM-CRHR-1

\$169 USD

TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

TAMAÑO / OPCIÓN	SKU / DETALLES	PRECIO (USD)
Separador Cobra con Apoyo para la Mano	Longitud de 10.22", hoja de 32 mm, apoyo para la mano integrado	\$169
Funda / Caja protectora	Embalaje de transporte individual	\$169

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Separador Cobra con Apoyo para la Mano es un separador quirúrgico ortopédico avanzado diseñado específicamente para proporcionar una palanca mecánica superior y minimizar la fatiga del ayudante durante la artroplastia total de cadera y la cirugía reconstructiva de articulaciones. Diseñado con una plataforma ergonómica integrada de apoyo para la mano a lo largo de su mango, este instrumento permite a los asistentes quirúrgicos estabilizar su agarre y apoyar la mano, manteniendo altas cargas de contracción con facilidad.

Construido para un despeje anatómico suave, este modelo de Separador Cobra con Apoyo para la Mano presenta una longitud total de 10.22 pulgadas (\$169) junto con una hoja de 32 mm de ancho. Su arquitectura de patrón curvo está diseñada para facilitar la retracción suave de tejidos profundos alrededor de los contornos del hueso femoral y pélvico, deslizándose bajo capas musculares pesadas sin desgarrar el periostio. La punta distal se engancha de forma segura sobre los bordes corticales para evitar el desplazamiento accidental durante el fresado articular vigoroso.

Forjado en Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de alta resistencia a la tracción con un acabado mate satinado libre de reflejos, Retractor Maker produce el Separador Cobra con Apoyo para la Mano para soportar intensas fuerzas de palanca y repetidos ciclos de autoclave hospitalario, proporcionando a los equipos de cirugía ortopédica una comodidad y confiabilidad clínica inigualables.



GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sitios web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest