



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Allison Lungenspatel

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Allison Lungenspatel

SKU RM-ALR-1

\$79 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Säugling / Pädiatrie — 20 mm × 23 cm	RM-ALR-1-1	\$79
Pediatric Compact — 30 mm × 11 cm	RM-ALR-1-2	\$89
Standard — 40 mm × 25.5 cm	RM-ALR-1-3	\$99
Erwachsene, mittlere Größe — 42 mm × 29 cm	RM-ALR-1-4	\$109
Erwachsene Breit — 54 mm × 31 cm	RM-ALR-1-5	\$119
Erwachsene, extrabreit — 65 mm × 31 cm	RM-ALR-1-6	\$129

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Allison Lungenspatel (häufig auch als Allison Lungenretraktor bezeichnet) ist ein essenzielles handgehaltenes thoraxchirurgisches Instrument, das entwickelt wurde, um Lungengewebe sanft vom Perikard und Mediastinum wegzudrücken und zu halten. Ausgestattet mit einem flexiblen Drahtgitter-Arbeitsende, verteilt dieses Instrument die Retraktionskraft über eine breite Kontaktfläche, um lokalisierte Parenchymkontusionen und Gewebescherungen zu vermeiden.

Anpassbar für neonatale, pädiatrische und erwachsene Thoraxinterventionen, wird der Allison Lungenspatel in sechs verschiedenen anatomischen Dimensionen gefertigt. Die Optionen reichen von kompakten Säuglingsmodellen mit 20 mm Breite und 23 cm Länge bis hin zu breiten 65 mm Spateln bei 31 cm Länge für Erwachsene, einschließlich der Standardkonfiguration mit 40 mm Breite und 25,5 cm Länge. Sein solider, ergonomischer Griff bietet dem Chirurgen eine präzise taktile Rückmeldung und Hebelwirkung bei langwierigen

kardialen und pulmonalen Eingriffen.

Geschmiedet aus nichtmagnetischem, medizinischem Chirurgenstahl mit reflexionsfreiem Satin-Finish, fertigt Retractor Maker den Allison Lungenspatel so, dass er kontinuierlichen Autoklavierzyklen standhält und kardiothorakalen Abteilungen weltweit langlebige mechanische Flexibilität und Zuverlässigkeit bietet.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest