



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Kawamoto isolierter Wundhaken, doppelseitig

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Kawamoto isolierter Wundhaken, doppelseitig

SKU RM-KDEIR-1

\$34 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Kawamoto isolierter Wundhaken, doppelseitig	Abmessungen / Details: 6" (152 mm) Länge, 14 × 16 mm L-förmige isolierte Blätter	\$34
Schutzhülle / Box	Abmessungen / Details: Einzelne Transportverpackung	\$34

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Kawamoto isolierte Wundhaken (doppelseitig) ist ein spezialisiertes chirurgisches Instrument für die plastische und kraniofaziale Chirurgie, das gezielt entwickelt wurde, um Weichteilgewebe sicher zu verlagern und gleichzeitig angrenzende Gewebestrukturen vor elektrochirurgischen Streuströmen zu schützen. Dank einer robusten, hitzebeständigen dielektrischen Isolierung verhindert dieser Wundhaken eine versehentliche thermische Übertragung, Lichtbogenbildung und Kontaktverbrennungen bei der aktiven monopolaren oder bipolaren Elektrokauter-Dissektion.

Diese Konfiguration des Kawamoto isolierten Wundhakens wurde für maximale Patientensicherheit konzipiert und weist eine Gesamtlänge von 6 inches (15.2 cm / 152 mm) auf. Die Arbeitsenden bestehen aus einer 14 mm × 16 mm breiten Blattgeometrie in einem doppelseitigen, L-förmigen Profil, kombiniert mit einem flachen Zentralgriff. Die glatten, nicht leitenden Blattränder halten empfindliche Hautlappen und Mundschleimhaut sicher fest und bieten dem chirurgischen Personal während komplexer rekonstruktiver Eingriffe einen komfortablen manuellen Hebelweg.

Gefertigt aus medizinischem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einer hochintegrierten, nicht leitenden dielektrischen Beschichtung, produziert Retractor Maker den Kawamoto isolierten Wundhaken so, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet Zentren für plastische,

Mund-Kiefer-Gesichts- und Kinderchirurgie weltweit eine außergewöhnliche elektrische Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und vollständige klinische Langlebigkeit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest