



RETRACTOR MAKER

FOLHETO DE PRODUTOS DE

Afastador Greenberg

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Afastador Greenberg

SKU RM-GR-1

\$3,999 USD

LISTA DE COMPONENTES

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
2	Barras Primárias	6" (15 cm) — monta-se diretamente em suportes rígidos de crânio
4	Barras Secundárias Flutuantes	12" (30 cm) — estende o perímetro de suporte externo ao redor da craniotomia
4	Braços Flexíveis de Afastamento Longos	9.5" (24 cm) — braços de fricção multijoint para posicionamento da lâmina
2	Apoios de Mão	10" (25 cm) — fornece suporte físico para o antebraço para reduzir a fadiga do cirurgião
1	Lâmina de Afastamento Cônica	¼" a ¾" (6 mm a 19 mm) — lâmina extra larga para retração cortical ampla
1	Lâmina de Afastamento Cônica	5/32" a 5/8" (4 mm a 16 mm) — lâmina de largura média para acesso lobar e subtemporal
1	Lâmina de Afastamento Cônica	⅛" a ½" (3 mm a 12.5 mm) — lâmina padrão para corredores inter-hemisféricos profundos
1	Lâmina de Afastamento Cônica	3/32" a 3/8" (2.4 mm a 9 mm) — lâmina de ponta fina para vias estreitas da base do crânio
1	Lâmina de Afastamento Cônica	1/16" a ¼" (1.5 mm a 6 mm) — microlâmina para retração delicada nervosa/vascular

QUANTIDADE	COMPONENTE	DIMENSÕES / DESCRIÇÃO
1	Bandeja de Algodão em Alumínio	3" x 6¾" (7.5 cm x 16.8 cm) — monta-se na estrutura para organizar neuro-patties
1	Bandeja de Esterilização	17" x 10" x 2½" (43 cm x 25 cm x 6.3 cm) — bandeja organizadora perfurada de alta resistência

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Afastador Greenberg é um sistema neurocirúrgico abrangente reconhecido mundialmente por fornecer exposição modular inigualável e estabilização mãos-livres durante procedimentos intracranianos profundos. Ao fixar-se rigidamente aos suportes do suporte de crânio, esta estrutura de afastamento multinível constrói um perímetro de trabalho 3D personalizado diretamente ao redor da margem da craniotomia.

Projetado para maximizar a precisão microcirúrgica, este sistema completo Greenberg Retractor inclui duas barras primárias de 6 polegadas, quatro barras secundárias flutuantes de 12 polegadas, quatro braços flexíveis articulados de 9.5 polegadas e dois apoios de mão ergonômicos de 10 polegadas para estabilizar os antebraços do cirurgião. O sistema é equipado com cinco lâminas de afastamento cônicas maleáveis de ponta dupla (desde microlâminas de 1.5 mm até lâminas corticais largas de 19 mm) e uma bandeja de algodão (pattie tray) de alumínio integrada montada na estrutura.

Usinado em Aço inoxidável AISI 304/316 de qualidade superior (não magnético) não magnético com acabamento acetinado antirreflexo, a Retractor Maker fornece o Afastador Greenberg não estéril e totalmente autoclavável dentro de uma bandeja organizadora de esterilização perfurada dedicada de 17" x 10" x 2½", oferecendo total confiança cirúrgica para operações cranianas complexas.



OBRIGADO

Aguardamos o seu contacto para discutir os seus requisitos de afastadores cirúrgicos.

CONTACTAR A RETRATOR MAKER

Email

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Websites

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ENDEREÇO

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SIGA-NOS



[LinkedIn](#)



[Facebook](#)



[Instagram](#)



[X \(Twitter\)](#)



[YouTube](#)



[Pinterest](#)