



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Obwegeser Mandibula Alt Kenar Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Obwegeser Mandibula Alt Kenar Ekartörü

SKU RM-OMRR-20-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Obwegeser Mandibular Rim Retractor	20 cm toplam uzunluk, kavisli mandibula kenar bıçağı	\$49
Koruyucu Kılıf / Kutu	Bireysel taşıma ambalajı	\$49

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Obwegeser Mandibular Rim Retractor, ortognatik müdahaleler sırasında mandibula sınırı boyunca yumuşak dokuların güvenli ve atravmatik yer değiştirmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir oral, maksillofasiyal ve rekonstrüktif cerrahi aletidir. Alt kemik kenarını güvenli bir şekilde kavrayan anatomik kenar eğrisi ile tasarlanan bu ekartör, cerrahların yumuşak doku laserasyonu riski olmadan mandibula açısını ve gövdesini açığa çıkarmasına olanak tanır.

Optimal intraoral erişim derinliği için tasarlanan bu Obwegeser Mandibular Rim Retractor konfigürasyonu, 20 cm (\$49) toplam alet uzunluğuna sahiptir. Birinci sınıf ameliyathane sınıfı Alman paslanmaz çeliğinden el işçiliğiyle üretilen çalışma ucu, mandibular korteksi temiz bir şekilde kavrayacak şekilde konturlanmış kavisli bir bıçak içerir; bu bıçak, fasiyal damarları ve marjinal mandibular siniri resiprokan testerelerden ve kemik matkaplarından korur. Ergonomik düz sap, asistanlara sabit manuel karşı-traksiyon sağlayarak saatler süren cerrahi prosedürler sırasında el yorgunluğunu azaltır.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, Obwegeser Mandibular Rim Retractor ürününü tekrarlayan hastane otoklav döngülerine dayanacak şekilde üretmekte; dünya çapındaki oral, maksillofasiyal ve plastik cerrahi kliniklerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sertlik ve tam klinik dayanıklılık sunmaktadır.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest