



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Crawford 大動脈開創器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved




SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Crawford 大動脈開創器

SKU RM-CAR-VASC-1

\$44 USD

利用可能なサイズと価格

サイズ / オプション	SKU / 詳細	価格 (USD)
小モデル — 19 cm length, 15.0 mm blade	RM-CAR-VASC-1-1	\$44
大型 — 19 cm length, 15.0 mm blade	RM-CAR-VASC-1-2	\$49

製品詳細

Crawford 大動脈開創器は、血管再建術において大動脈、下大静脈、および主要な末梢血管を安全かつ非外傷的に圧排するために設計された、心血管外科に不可欠な開創器です。太い動脈幹に適合する解剖学的曲線ブレードを採用しており、脆弱な動脈硬化血管壁へのせん断力を最小限に抑えつつ、術野への良好なアクセスを維持します。

深部の胸部および腹部術野での精密な操作を可能にするため、この Crawford 大動脈開創器は全長 19 cm、ブレード幅 15.0 mm で統一されています。術者は2種類のブレードオプションから選択できます。狭小な術野で高い精度が求められる手技に適した Small ブレード (\$44) と、より広い血管セグメントを挙上するために構成された Large ブレード (\$49) です。人間工学に基づいたバランスの良いハンドルは、複雑な吻合操作中も疲労の少ない安定した手動牽引を可能にします。

Retractor Maker は、医療グレードのサージカルプレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）に低反射サテンマット仕上げを施して製造しており、繰り返しの滅菌サイクルに耐えうる高い耐食性、堅牢な構造、そして優れた臨床耐久性を心血管・胸部・血管外科チームに提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest