



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Martin-Simplex Yanak ve Dudak Ekartörü

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Martin-Simplex Yanak ve Dudak Ekartörü

SKU RM-MSCLR-1

\$24 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
10 cm	RM-MSCLR-1-1	\$24
4 ½ inches / 11 cm	RM-MSCLR-1-2	\$29

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Martin-Simplex Yanak ve Dudak Ekartörü, ağız içi prosedürler sırasında yanakların ve dudakların güvenli, atravmatik bir şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış temel bir ağız, çene ve diş cerrahisi ekartörüdür. Anatomik içbükey çalışma ucuyla tasarlanan bu alet, alveolar kret üzerinde geniş bir görüş alanı sağlarken hassas mukoza dokularını dönen frezlerden ve kesici aletlerden korur.

Kısıtlı dental koridorlarda yapısal kontrolü maksimize etmek için üretilen Martin-Simplex Yanak ve Dudak Ekartörü iki standart uzunlukta sunulur: standart ağız içi erişim için 10 cm (\$24) ve daha derin vestibül prosedürleri için 4 ½ inç (11 cm, \$29). Üstün ameliyathane kalitesinde Alman paslanmaz çeliğinden elde üretilen anatomik mimarisi, sıvıların tahliye edilmesine izin verirken cerrahi asistanlara yorulmadan manuel kaldıraç gücü sağlayan fenestre, içbükey bir ağız ile entegre dar boyunlu bir şaft içerir. Yassı, sağlam sapı operasyon sırasında kaymayı önler ve kullanıcı el yorgunluğunu azaltır.

Parlamayı önleyen saten mat kaplama ile dövülen Retractor Maker, tekrarlayan hastane sterilizasyon döngülerine dayanacak şekilde Martin-Simplex Yanak ve Dudak Ekartörünü üretir; dünya çapındaki diş kliniklerine, ağız cerrahisi merkezlerine ve yüz rekonstrüksiyon birimlerine olağanüstü korozyon direnci, yapısal sağlamlık ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest