



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Feler-Ducker Ekartör

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Feler-Ducker Ekartör

SKU RM-FDR-1

\$109 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Seçenek A — 54×25 mm Sol / 76×38 mm Sağ	RM-FDR-1-1	\$109
Seçenek B — 76×38 mm Sol / 54×25 mm Sağ	RM-FDR-1-2	\$109

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Feler-Ducker Ekartör, posterior spinal dekompresyonlar, laminektomiler ve spinal kord stimülatörü elektrot yerleşimleri sırasında stabil ve eller serbest operatif erişim sağlamak için özel olarak tasarlanmış uzmanlaşmış bir nöroşirürji ve spinal ekartördür. Düzensiz paraspinal doku konturlarıyla eşleşen asimetrik bıçaklarla tasarlanan bu enstrüman, aşırı lokalize doku basıncı oluşturmadan yoğun kas dokusunu kenarda tutar.

Hassas anatomik açıklık için üretilen bu Feler-Ducker Ekartör konfigürasyonu, 15.3 cm (\$109) standart toplam enstrüman uzunluğuna sahiptir. Cerrahlar iki asimetrik sol/sağ kombinasyon paketi arasından seçim yapabilir: 54 mm x 25 mm Sol ile kombine 76 mm x 38 mm Sağ veya 76 mm x 38 mm Sol ile kombine 54 mm x 25 mm Sağ; standart üretim serileri ayrıca izole 50 mm x 10 mm ve 70 mm x 10 mm formatlarını da referans alır. Dahili mekanik kilit (ratchet), sürekli karşı-traksiyon sağlayarak manuel asistan yorgunluğunu ortadan kaldırır.

Yansıma yapmayan saten mat kaplamalı, üstün tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten dövülen Retractor Maker, Feler-Ducker Ekartör ürününü dünya çapındaki hastane omurga ameliyathaneleri için yüksek korozyon direnci, pürüzsüz kilit hareketi ve tam otoklav dayanıklılığı sunan katı klinik toleranslarla üretir.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest