



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Cobra Style Femur-Retraktor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Cobra Style Femur-Retraktor

SKU RM-CSFR-1

\$84 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
Cobra Style Femur-Retraktor	Länge 11.75" (29.84 cm), Cobra-gebogenes Blatt, große Hakenspitze	\$84
Schutzhülle / Box	Individuelle Transportverpackung	\$84

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Cobra Style Femur-Retraktor ist ein spezialisierter orthopädischer Wundhaken, der speziell für die tiefe, uneingeschränkte Darstellung des Femurschafts und des proximalen Femurs bei großen Hüftrekonstruktionen und Frakturfixationen entwickelt wurde. Durch die anatomische, cobra-ähnliche Krümmung ermöglicht dieses Instrument den Assistenten, die massive Quadrizeps- und Kniesehnenmuskulatur sanft aus dem Operationsfeld zu hebeln.

Diese Konfiguration des Cobra Style Femur-Retraktors ist für die robuste Verdrängung von tiefem Gewebe ausgelegt und weist eine Gesamtlänge von 11.75 inches (29.84 cm, \$84) auf. Das Arbeitsende verfügt über eine große, glatte Hakenspitze, die so konstruiert ist, dass sie sicher um den posterioren und medialen Femurkortex sitzt, ohne zu verrutschen oder das umliegende neurovaskuläre Bündel zu traumatisieren. Das breite Blatt verteilt die Hebelkraft gleichmäßig und verhindert so lokale Muskelquetschungen während der starken Retraktion.

Geschmiedet aus hochwertigem chirurgischem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) mit einem reflexionsfreien Satin-Matt-Finish, fertigt Retractor Maker den Cobra Style Femur-Retraktor so, dass er enormen orthopädischen Drehmomenten und wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet außergewöhnliche Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit und klinische Langlebigkeit für die Traumatologie und den Gelenkersatz.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest