



RETRACTOR MAKER

ÜRÜN BROŞÜRÜ

Desmarres EyeLid Retractor

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Desmarres EyeLid Retractor

SKU RM-DER-1

\$49 USD

MEVCUT EBATLAR VE FİYATLANDIRMA

EBAT / SEÇENEK	SKU / DETAYLAR	FİYAT (USD)
Standart Konfigürasyon — 5 ½" (14 cm) uzunluk, Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) eyer uç — Rutin göz kapağı retraksiyonu ve göz küresi koruması	RM-DER-1-1	\$49
İzole Konfigürasyon — 5 ½" (14 cm) boy, dielektrik polimer kaplama — Koterizasyon ve radyofrekans kesisi sırasında elektrocerrahi güvenliği	RM-DER-1-2	\$79

ÜRÜN AÇIKLAMASI

Desmarres EyeLid Retractor, estetik ve rekonstrüktif göz kapağı prosedürleri sırasında üst veya alt göz kapağının güvenli, atravmatik ekartasyonu için özel olarak tasarlanmış, uluslararası alanda kabul görmüş bir oftalmik ve plastik cerrahi retractor'dur. Ultra pürüzsüz, eyer şeklindeki bıçağı ile tarsal plağı ve konjonktivayı konforlu bir şekilde kavrayarak hassas oküler küreyi cerrahi travmadan korur.

Rafine perioküler kullanım için üretilen bu Desmarres EyeLid Retractor konfigürasyonu, cerraha olağanüstü parmak ucu hareketliliği sağlayan 5 ½ inç (14 cm) toplam uzunluğa sahiptir. Enstrümanın iki özel versiyonu mevcuttur: rutin diseksiyon için Standart Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan) model (\$49) ve monopolar veya bipolar elektrocerrahi sırasında hastanın dokularını kazara termal transferden korumak için dayanıklı dielektrik polimer ile kaplanmış İzolasyonlu Konfigürasyon (\$79). Dengeli sap yapısı, karmaşık orbital çalışmalar sırasında el yorgunluğunu azaltır.

Yansıma önleyici saten mat kaplamalı tıbbi sınıf cerrahi Üstün Kalite AISI 304/316 Paslanmaz Çelik (Manyetik Olmayan)ten üretilen Retractor Maker, Desmarres EyeLid Retractor'ı katı klinik standartlara göre üreterek dünya

çapındaki kozmetik, oküloplastik ve oftalmik cerrahi süitleri için yüksek korozyon direnci, pürüzsüz yuvarlatılmış kenarlar ve tam otoklav dayanıklılığı sunar.



TEŞEKKÜR EDERİZ

Cerrahi ekartör gereksinimlerinizi görüşmeyi dört gözle bekliyoruz.

RETRACTOR MAKER İLE İLETİŞİME GEÇİN

E-posta

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Web Siteleri

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRES

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

BİZİ TAKİP EDİN



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest