



RETRACTOR MAKER

製品パンフレット

Finochietto-Baby 開胸器

CERTIFIED & APPROVED



EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Finochietto-Baby 開胸器

SKU RM-FBRS-100-1

\$299 USD


コンポーネントリスト

数量	コンポーネント	寸法 / 詳細
1	パラレルスライドガイドレールトラックフレーム	狭い小児術野内でスライドして開くように設計された小型トラックシステム
2（固定ペア）	固定式アングルブレード	円形の窓を備えた、骨を保持するための 31 mm × 31 mm 側方ブロック
1	統合型回転スクリューロック	フレームの拡張を確実に保持するために配置された手動構造ロック
2	人間工学的鉗子エクステンションアーム	滑らかなエッジで設計された超軽量構造ハンドル
1	保護用収納ボックス	標準輸送用パッケージ

製品詳細

Finochietto-Baby 開胸器は、乳児の開胸術や小児心臓血管外科手術において、安全で段階的な肋骨分離と術野の確保を行うために特別に設計された小児胸郭用開創器です。スケールダウンされたスライドガイドレールを採用しており、脆弱な肋骨に対して機械的な拡張力を穏やかに分散させ、肋骨骨折を防ぎながら胸腔内への視界を妨げることなく維持します。

狭小な小児術野向けに構築されたこの Finochietto-Baby 開胸器（\$299）は、新生児および小児の解剖学的構造に最適化された 31 mm × 31 mm の固定式窓付き側方ブレードを特徴としています。最プレミアムグレード AISI 304/316 ステンレス鋼（非磁性）から手作業で製造され、パラレルスライドトラックは最大 100 mm まで拡張可能です。円形のブレードの窓（フェネストレーション）は繊細な肋骨縁を確実に保持し、統合された回転スクリューロックが選択した拡張幅を滑ることなく固定するため、繊細な処置中の助手の疲労を軽減します。

反射防止サテンマット仕上げで鍛造された Retractor Maker 製の Finochietto-Baby 開胸器は、病院での繰り返しの滅菌サイクルに耐え、世界中の小児心臓手術室、こども病院、先天性胸郭疾患センターに、優れた構造的耐久性、耐食性、およびオート

クレーブに対する完全な信頼性を提供します。



ご覧いただき誠にありがとうございます。

製品に関するご要望やご相談を心よりお待ちしております。

RETRACTOR MAKERへのお問い合わせ

Eメール

info@retractormaker.com

WhatsApp

[+92 327 8345101](https://wa.me/923278345101)

ウェブサイト

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

住所

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

フォローする



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest