



RETRACTOR MAKER

БРОШЮРА ПРОДУКЦИИ:

Классический набор Image-Line ACF Retractor With
Distraction

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021

✓ ISO 9001:2015

✓ EN ISO 7153-1:2016

✓ cGMP Approved

✓ SCCI Registered since 2023

✓ SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.

Donald Cameron



Классический набор Image-Line ACF Retractor With Distraction

SKU RM-ILACF-1

\$4,499 USD

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Измеритель глубины	С цветовой кодировкой
2	Рукоятка с поворотным фиксатором	Силиконовый захват
1	Продольная рама	Стандартная
1	Поперечная рама	Стандартная
2	Тупая лопатка	30 mm, серебристая
2	Тупая лопатка	35 mm, синяя
2	Тупая лопатка	40 mm, красная
2	Тупая лопатка	55 mm, черная
2	Тупая лопатка	60 mm, золотистая
2	Тупая лопатка	65 mm, темно-синяя
2	Тупая лопатка	70 mm, светло-зеленая
2	Тупая лопатка	75 mm, оранжевая
1	Лопатка с короткими зубцами	30 mm, серебристая
1	Лопатка с короткими зубцами	35 mm, синяя

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
1	Лопатка с короткими зубцами	40 mm, красная
1	Лопатка с короткими зубцами	45 mm, зеленая
1	Лопатка с короткими зубцами	50 mm, фиолетовая
1	Лопатка с короткими зубцами	55 mm, черная
1	Лопатка с короткими зубцами	60 mm, золотистая
1	Лопатка с короткими зубцами	65 mm, темно-синяя
1	Лопатка с длинными зубцами	30 mm, серебристая
1	Лопатка с длинными зубцами	35 mm, синяя
1	Лопатка с длинными зубцами	40 mm, красная
1	Лопатка с длинными зубцами	45 mm, зеленая
1	Лопатка с длинными зубцами	50 mm, фиолетовая
1	Лопатка with длинными зубцами	55 mm, черная
1	Лопатка с длинными зубцами	60 mm, золотистая
1	Лопатка с длинными зубцами	65 mm, темно-синяя
2	Микро-лопатка, тупая	14 × 35 mm, синяя
2	Микро-лопатка, тупая	14 × 40 mm, красная
2	Микро-лопатка, тупая	14 × 45 mm, зеленая
2	Микро-лопатка, тупая	14 × 50 mm, фиолетовая
2	Микро-лопатка, тупая	14 × 55 mm, черная
2	Микро-лопатка, тупая	14 × 60 mm, золотистая
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 × 35 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 × 40 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 × 45 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 × 50 mm
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 × 55 mm

КОЛИЧЕСТВО	КОМПОНЕНТ	РАЗМЕРЫ / ОПИСАНИЕ
2	Микро-лопатка с короткими зубцами	14 × 60 mm
2	Спиральное сверло CVB	глубина 8 mm, длина 5¾"
1	Направляющая для дистрактора CVB	Левая
1	Направляющая для дистрактора CVB	Правая
1	Дистрактор тел позвонков	Левый, рейка 100 mm
1	Дистрактор тел позвонков	Правый, рейка 100 mm
2	Отвертка CVB	Силиконовая рукоятка
1	Многоуровневый дистрактор	Левый, рейка 120 mm, удлинение 90 mm
1	Многоуровневый дистрактор	Правый, рейка 120 mm, удлинение 90 mm
1	Держатель костного трансплантата	Наконечник 8 × 15 mm, длина 210 mm
1	Импактор костного трансплантата	3 mm
1	Импактор костного трансплантата	5 mm
1	Импактор костного трансплантата	8 mm
1	Кусачки для трансплантата	Регулируемая глубина 8.75", ширина 7 mm
1	Циркуль ACF	9"
1	Стерилизационный бокс	Кейс с ложементами

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Классический набор Image-Line ACF Retractor With Distraction — это премиальная комплексная платформа хирургических инструментов, разработанная для всех этапов переднего шейного спондилодеза (ACF/ACDF). Объединяя в единую систему рамы для экспозиции мягких тканей, калиброванные межпозвоночные дистракторы и специализированные инструменты для костной пластики, этот набор максимизирует операционную эффективность при сохранении абсолютной хирургической точности.

Разработанный для полной анатомической адаптивности, набор Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set включает как продольные, так и поперечные ретракционные рамы, две силиконовые рукоятки с поворотным фиксатором и цветомаркированный измеритель глубины. Комплект лопаток включает 56 единиц: тупые, с короткими зубцами, с длинными зубцами и микро-профили (от 30 mm до 75 mm). Для восстановления позвонков в набор входят реечные дистракторы 100 mm и 120 mm, направляющие для сверл, спиральные сверла, отвертки с силиконовыми рукоятками, держатель костного трансплантата, три импактора (3 mm, 5 mm, 8 mm), регулируемые костные кусачки и циркуль 9-дюймов.

Изготовленный из медицинской хирургической нержавеющей стали и автоклавируемого силикона с антибликовым сатиновым покрытием, Retractor Maker предоставляет полный набор Image-Line ACF Retractor With Distraction Classic Set нестерильным и полностью пригодным для автоклавирования в усиленном стерилизационном боксе, обеспечивая спинальным хирургам бескомпромиссное качество и процедурную надежность.



БЛАГОДАРИМ ВАС

Будем рады обсудить ваши потребности в хирургических ретракторах.

КОНТАКТЫ RETRACTOR MAKER

Эл. почта

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Веб-сайты

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

АДРЕС

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest