



# RETRACTOR MAKER

## FOLLETO DE PRODUCTOS DE

Separadores Freeman Face Lift

### CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



## Separadores Freeman Face Lift

**SKU** RM-FFLR-SERIES-1

**\$62 USD**

### TAMAÑOS DISPONIBLES Y PRECIOS

| TAMAÑO / OPCIÓN                  | SKU / DETALLES     | PRECIO (USD) |
|----------------------------------|--------------------|--------------|
| 20 mm - 22 mm — Recta            | RM-FFLR-SERIES-1-1 | \$62         |
| 20 mm - 22 mm — Totalmente curva | RM-FFLR-SERIES-1-2 | \$64         |
| 35 mm - 36 mm — Recta            | RM-FFLR-SERIES-1-3 | \$66         |
| 35 mm - 36 mm — Totalmente curva | RM-FFLR-SERIES-1-4 | \$68         |
| 37 mm - 38 mm — Recta            | RM-FFLR-SERIES-1-5 | \$70         |
| 37 mm - 38 mm — Totalmente curva | RM-FFLR-SERIES-1-6 | \$72         |

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Los separadores Freeman Face Lift son instrumentos fundamentales en la cirugía plástica estética, diseñados específicamente para proporcionar una elevación amplia y antideslizante del tejido, así como una visualización óptima durante la ritidectomía y la cirugía reconstructiva facial. Diseñados con un extremo de trabajo contorneado y expansivo, estos separadores distribuyen la contratracción manual de manera uniforme a través de los colgajos de piel, previniendo la isquemia localizada, el hoyuelo o el desgarro dérmico durante el socavamiento extenso.

Construida para adaptarse a zonas anatómicas y técnicas quirúrgicas específicas, esta línea de separadores Freeman Face Lift mantiene una longitud total fija de 7 pulgadas (17.8 cm). La serie se ofrece en seis diámetros de ancho estandarizados: 20 mm (\$62), 22 mm (\$64), 35 mm (\$66), 36 mm (\$68), 37 mm (\$70) y 38 mm (\$72). Los cirujanos pueden elegir entre un Perfil Recto para elevación planar directa o un Patrón Totalmente Curvo que se arquea siguiendo los contornos faciales. Su mango plano ergonómico proporciona a los asistentes

quirúrgicos un control constante y libre de fatiga.

Mecanizados a partir de Acero inoxidable AISI 304/316 de calidad superior (no magnético) quirúrgico de grado médico con un acabado satinado mate sin reflejos, Retractor Maker fabrica los separadores Freeman Face Lift bajo estrictas tolerancias clínicas, ofreciendo una resistencia excepcional a la corrosión, una rigidez estructural inquebrantable y una durabilidad total en autoclave para clínicas de cirugía estética y plástica facial en todo el mundo.



# GRACIAS

Quedamos a su disposición para analizar sus necesidades de separadores quirúrgicos.

## CONTACTAR CON RETRACTOR MAKER

Correo electrónico

**[info@retractor maker.com](mailto:info@retractor maker.com)**

WhatsApp

**+92 327 8345101**

Sitios web

**[retractor maker.com](http://retractor maker.com)**  
**[retractor manufacturer.com](http://retractor manufacturer.com)**

DIRECCIÓN

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

## SÍGANOS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest