



RETRACTOR MAKER

PRODUKTBROSCHÜRE VON

Middledorpf Wundhaken

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Middledorpf Wundhaken

SKU RM-MDR-28-1

\$49 USD

VERFÜGBARE GRÖSSEN & PREISE

GRÖSSE / OPTION	SKU / DETAILS	PREIS (USD)
7.0 mm × 14.0 mm	RM-MDR-28-1-1	\$49
22.0 mm × 20.0 mm	RM-MDR-28-1-2	\$54
30.0 mm × 26.0 mm	RM-MDR-28-1-3	\$59

PRODUKTBESCHREIBUNG

Der Middledorpf Retractor ist ein international anerkanntes chirurgisches Instrument, das speziell für die sichere, atraumatische Verdrängung von Weichgewebe und die Muskelretraktion in der Allgemeinchirurgie, Beckenchirurgie und Orthopädie entwickelt wurde. Ausgestattet mit einem offen fenestrierten, gebogenen Blatt, ermöglicht dieser Wundhaken chirurgischen Teams die saubere Verdrängung von Muskelmassen und Faszien-schichten, während Licht und mikroskopische Sicht direkt durch das Blattfenster dringen können.

Konzipiert für vollständige prozedurale Anpassungsfähigkeit, behält dieser Middledorpf Retractor eine einheitliche Gesamtlänge von 28 cm bei, was eine hervorragende Reichweite in tiefen Kavitäten ermöglicht. Das aus hochwertigem deutschem Hochwertiger AISI 304/316 Edelstahl (nicht magnetisch) handgefertigte Instrument bietet zwei Griffvarianten: einen klassischen Ringgriff für optimale Hebelwirkung oder ein leichtes Hohlheft zur Reduzierung der manuellen Belastung bei längeren Eingriffen. Chirurgen können aus drei fenestrierten Blattprofilen wählen: 7.0 mm × 14.0 mm (\$49), 22.0 mm × 20.0 mm (\$54) und 30.0 mm × 26.0 mm (\$59).

Mit einem entspiegelten seidenmatten Finish geschmiedet, fertigt Retractor Maker den Middledorpf Retractor so an, dass er wiederholten Autoklavierzyklen standhält. Er bietet hohe Korrosionsbeständigkeit, unnachgiebige strukturelle Steifigkeit und vollständige Haltbarkeit für den Einsatz in Operationssälen weltweit.



VIELEN DANK

Wir freuen uns darauf, Ihre Anforderungen an chirurgische Retraktoren zu besprechen.

KONTAKT RETRACTOR MAKER

E-Mail

info@retractormaker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Webseiten

retractormaker.com
retractormanufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

FOLGEN SIE UNS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest