



RETRACTOR MAKER

BROCHURE PRODUIT DE

Écarteur autostatique Wullstein Weitlaner

CERTIFIED & APPROVED

✓ EN ISO 13485:2016 + A11:2021



ISO 9001:2015



EN ISO 7153-1:2016



cGMP Approved



SCCI Registered since 2023



SIMAP Approved since 2023

All procedures and processes follow FDA guidelines.



Écarteur autostatique Wullstein Weitlaner

SKU RM-WWSRR-1

\$44 USD

TAILLES DISPONIBLES ET PRIX

TAILLE / OPTION	SKU / DÉTAILS	PRIX (USD)
Compact (4", 4 ¼", 4 ½") — Droit / Courbe ; 2×2 ou 2×3 griffes	RM-WWSRR-1-1	\$44
Intermédiaire (5 ⅞", 5.5", 6", 6 ½") — Droit / Courbe ; 2×3, 3×3, ou 3×4 griffes	RM-WWSRR-1-2	\$59
Version allongée (8", 9 ½", 10") — Droit / Courbe ; 3×3 ou 3×4 griffes	RM-WWSRR-1-3	\$79

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'écarteur autostatique Wullstein Weitlaner est un dispositif d'écartement chirurgical de renommée internationale, spécifiquement conçu pour offrir une rétraction fiable et mains libres des tissus mous et du périoste dans les corridors chirurgicaux étroits. Doté de mors à griffes multiples courbées vers l'extérieur et d'un verrouillage mécanique à crémaillère intégré, cet instrument maintient une contre-traction constante et calibrée sur les bords opposés de l'incision, éliminant la fatigue manuelle de l'assistant tout en préservant un champ visuel dégagé sous microscope opératoire.

Conçue pour résister aux protocoles de stérilisation et d'autoclavage fréquents, cette série d'écarteurs Wullstein Weitlaner propose une vaste matrice de dimensions à travers dix longueurs totales : 4" (\$44), 4 ¼" (\$49), 4 ½" (\$54), 5 ⅞" (\$59), 5.5" (\$64), 6" (\$69), 6 ½" (\$74), 8" (\$79), 9 ½" (\$84) et 10" (\$89). Fabriqué à la main à partir d'Acier inoxydable AISI 304/316 de qualité supérieure (non magnétique), l'instrument propose des profils de mors droits ou courbes associés à des densités de griffes de 2×2, 2×3, 3×3 ou 3×4. Les chirurgiens peuvent opter pour des pointes mousses optimisées pour une rétraction atraumatique sécurisée à proximité des voies vasculaires sensibles, ou des pointes pointues conçues pour assurer une prise ferme et antidérapante sur les couches dermiques ou fasciales plus résistantes.

Forgé avec une finition satinée mate antireflet, Retractor Maker fabrique l'écarteur autostatique Wullstein Weitlaner selon des normes cliniques strictes, offrant aux services ORL, aux blocs de neurochirurgie et aux cliniques de chirurgie plastique du monde entier une résistance exceptionnelle à la corrosion, une stabilité mécanique et une durabilité totale à l'autoclave.



MERCI

Nous sommes à votre disposition pour discuter de vos besoins en écarteurs chirurgicaux.

CONTACTER RETRACTOR MAKER

E-mail

info@retractor maker.com

WhatsApp

+92 327 8345101

Sites web

retractor maker.com
retractor manufacturer.com

ADRESSE

Retractor Maker, Near FFRV+F29, Roras Road, Sialkot-51310, Pakistan

SUIVEZ-NOUS



LinkedIn



Facebook



Instagram



X (Twitter)



YouTube



Pinterest